

CN-COAGWASHER™
Identification of the IVD reagent
CN-COAGWASHER™

Intended purpose
CN-COAGWASHER is a cleaning solution for Sysmex fully automated blood coagulation analyzer, and is used by healthcare professionals and properly trained personnel. For appropriate use of the product, refer to instructions for use of applicable Sysmex fully automated blood coagulation analyzers.

Principles of the examination method
CN-COAGWASHER is a cleaning agent used to clean the pipettes in the Sysmex fully automated blood coagulation analyzers.

Components
Sodium hypochlorite 1.0 % (active chlorine concentration)

Warnings and precautions

- Follow the warnings and precautions, as described on the product container, package box, package insert or device's instructions for use, to handle the product correctly.
 - Avoid direct contact with skin, eyes and mucous membranes. Do not ingest.
 - In case of skin contact, rinse immediately with plenty of water. In case of contact with eyes or mucous membranes, rinse immediately with plenty of water, and seek medical attention. In case of ingestion, seek medical attention immediately.
 - Please see the safety data sheet for the country-specific classification.
- Danger
H290 May be corrosive to metals.
H315 Causes skin irritation.
H318 Causes serious eye damage.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.



Additional required equipment

Automated Blood Coagulation Analyzer CN-6000
Automated Blood Coagulation Analyzer CN-3000
Automated Blood Coagulation Analyzer CN-6500
Automated Blood Coagulation Analyzer CN-3500
Consult the instructions for use for the specific devices to be used with.

Examination procedure

Refer to the device's instructions for use.

Storage and shelf life of unopened product
Store the product at 2-35 °C in a dark place (do not freeze). Keep away from humidity, direct sunlight and heat. When the product is properly stored in its sealed container, it is stable until the expiration date printed on the label.

Storage and shelf life after first opening
Once opened the product is stable for 3 months at 2-35 °C. After opening the product container, store in the box and avoid direct contact with sunlight.

Limitations of the examination procedure
The use of this product is validated on specific devices to optimize product performance and meet product specifications. Please refer to the instructions for use of your device to confirm that the use of this product is authorized by Sysmex. Sysmex cannot take the responsibility for patient results obtained from the use of Sysmex products on unauthorized devices. It is the responsibility of the user to validate modifications to these instructions or use of the product on devices other than those specified by Sysmex.

Disposal procedures
Disposal procedures for emptied containers, remaining liquids and waste effluents from the device should meet the requirements of applicable local regulations. Incineration of waste effluents from the device is generally recommended. Waste effluents contaminated with certain reagents must be incinerated. Please refer to the disposal instructions related to the reagents used and dispose the waste effluents in the same way.

Manufacturer
Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Authorized representatives
Asia-Pacific: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

Product information
CN-COAGWASHER (CNW-500A) 2 L x 1

Date of issue or revision
11/2021



CN-COAGWASHER™

CN-COAGWASHER™

販売名
CN-COAGWASHER™

使用目的
全自動血液凝固測定装置のピペット洗浄用

方法論及び方法の原則
CN-COAGWASHER は当社全自動血液凝固測定装置のピペット洗浄(装置保守およびキャリーオーバー防止)に使用する洗浄液です。

組成
次亜塩素酸ナトリウム 1.0 % (有効塩素濃度)

使用上又は取扱以上の注意

- 本製品は体外用のみに使用し、人体には絶対に使用しないでください。
- 本製品は強アルカリ性です。取扱いには十分注意してください。
- 誤って目や口に入った場合には、大量の水で洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。
- 手についた場合には、速やかに多量の水で洗い流してください。
- 本製品は酸に接触させると塩素ガスを発生しますので、注意してください。
- 開封後はホコリ・ゴミや菌などが入らないようにしてください。
- 使用期限を過ぎで使用しないでください。
- 各国における危険分類については、安全データシートを参照してください。

測定手順

使用方法については、各全自動血液凝固測定装置の取扱説明書に従ってご使用ください。

開封前の貯法及び有効期間

2～35 °Cで暗所に保存してください(凍結禁止)。使用期限は、箱および容器ラベルに記載されています。

開封後の貯法及び有効期間

開封後は3カ月以内に使用してください。直射日光には絶対にさらさず、箱から取り出さずにご使用ください。

廃棄物の処理方法

容器、残液及び装置の廃液の処理手順は、該当する地域の法規や条例に従ってください。

包装単位
CN-COAGWASHER (CNW-500A) 2 L x 1

発行又は改訂の日付
07/2019

危険

金属腐食のおそれ。
皮膚刺激。
重篤な眼の損傷。
長期継続的影響により水生生物に有害。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。

使用上又は取扱以上の注意:

ご使用の前に、装置の取扱説明書及び安全データシートをお読みください。

組成:
次亜塩素酸ナトリウム 1.0 %
(有効塩素濃度)

製造販売元
シスメックス株式会社
神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 〒651-0073
Tel 078-265-0500

EAN
JAN



CN-COAGWASHER™



Printing color



DIC326



Black