



**[**REF**]** CK-920-648

## SG Calibrator

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>Identification of the IVD reagent</b></div> <div><b>SG Calibrator</b></div>                                                                                                                                                                      |  |
| <div><b>Intended use</b></div> <div>For in vitro diagnostic use only <p>SG Calibrator is intended for use in the calibration of urine specific gravity refractometer of Fully Automated Urine Chemistry Analyzer.</p></div>                              |  |
| <div><b>Principles of the examination method</b></div> <div>SG Calibrator contains sucrose. Since specific gravity is proportional to refractive index, specific gravity of sample is obtained with calibration curve prepared with SG Calibrator.</div> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <div><b>Components</b></div> <div>Sucrose:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (specific gravity, 1.005)</td><td>0.08 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP)</td><td>2.41 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP)</td><td>7.06 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1)</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (specific gravity, 1.005)</td><td>&lt; 0.01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP)</td><td>&lt; 0.01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP)</td><td>&lt; 0.01 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Abbreviations: L<span> </span>; Low, M<span> </span>; Medium, H<span> </span>; High</div> | SG Calibrator L (specific gravity, 1.005) | 0.08 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP) | 2.41 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP) | 7.06 w/v <span> </span> % | SG Calibrator L (specific gravity, 1.005) | < 0.01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP) | < 0.01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP) | < 0.01 w/v <span> </span> % |  |
| SG Calibrator L (specific gravity, 1.005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.08 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.41 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.06 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| SG Calibrator L (specific gravity, 1.005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 0.01 w/v <span> </span> %               |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| SG Calibrator M (specific gravity, 1.015 for JSCP, 1.014 for non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 0.01 w/v <span> </span> %               |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| SG Calibrator H (specific gravity, 1.035 for JSCP, 1.031 for non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 0.01 w/v <span> </span> %               |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |
| <div>Specific gravity values of SG Calibrator (L, M and H) are assigned according to the nomogram of the Japanese Society of Clinical Pathology<sup>®</sup> (referred to as JSCP) and the nomogram widely used out of Japan (referred to as non-JSCP). As there are various kinds of non-JSCP nomograms, assigned values for the non-JSCP nomogram are reference that manufacturer does not guarantee. There may be a little discrepancy if they are measured using the non-JSCP nomograms.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                           |                                                                        |                           |                                                                        |                           |                                           |                             |                                                                        |                             |                                                                        |                             |  |

Specific gravity values of SG Calibrator (L, M and H) are assigned according to the nomogram of the Japanese Society of Clinical Pathology<sup>®</sup> (referred to as JSCP) and the nomogram widely used out of Japan (referred to as non-JSCP). As there are various kinds of non-JSCP nomograms, assigned values for the non-JSCP nomogram are reference that manufacturer does not guarantee. There may be a little discrepancy if they are measured using the non-JSCP nomograms.

##### Warnings and precautions

- Before use, please read the analyzer's Instructions for Use and instructions given in the Safety Data Sheet carefully.
- Do not use reagents once frozen.
- Reagents must not be used after its expiry date.
- Be careful not to cut your fingers when removing the flip cap.
- Wear gloves and a lab coat for protection when carrying out work on or with the reagents.
- Avoid direct contact with skin, eyes and mucous membrane and avoid ingestion. In case of contact with skin, eyes or mucous membrane, rinse immediately with plenty of water, and seek medical advice. If swallowed, seek medical advice immediately.
- EUH208

Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.

EUH210

Safety data sheet available on request.

##### Examination procedure

Refer to the Instructions For Use of the dedicated instrument carefully to obtain instrument-specific instructions for the appropriate use of SG Calibrator.

##### Storage and shelf life of unopened product

- SG Calibrator should be stored at 2-10 °C. Keep away from sunlight.
- The expiration date of the unopened product is printed on the box and labels.

##### Storage and shelf life after first opening

Once opened use SG Calibrator within the same day.

##### Interpretation of results

Refer to the Instructions For Use of the dedicated instrument carefully to obtain instrument-specific instructions for the appropriate interpretation of results.

##### Limitations of the examination procedure

Do not use the SG Calibrator as a control with other measurement techniques such as manual refractometer and specific gravity test strip.
The use of this product is validated on specific analyzers to optimize product performance and meet product specifications.
Please refer to the Instructions for Use of your analyzer to confirm that the use of this product is authorized by Sysmex.
Sysmex cannot take the responsibility for patient results received from the use of Sysmex products on unauthorized analyzers.
It is the responsibility of the user to validate modifications to these instructions or use of the product on analyzers other than those specified by Sysmex.

##### Reagent preparation

Remove the product from the refrigerator and allow it to return to room temperature before calibration.

##### Disposal procedures

Disposal procedures should meet requirements of applicable local regulations.

##### Literature references

1) Saito M., et al.: Japanese Journal of Clinical Pathology, 27: 1026-1032, 1979.

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manufacturer</b>               | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Corporation</div></div> <div>1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan</div></div>                       |
| <b>Authorized representatives</b> |                                                                                                                                                                         |
| Europe, Middle East and Africa:   | <div><div><div><span></span></div><div><b>[</b>EC<b>]</b> <b>REP</b></div></div> <div>Sysmex Europe GmbH</div> <div>Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany</div></div> |
| Asia-Pacific:                     | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.</div></div> <div>9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735</div></div>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         |                                 |         |                              |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|--|
| <div><b>Product information</b></div> <div>SG Calibrator (USG-100A) including<span> </span>:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (yellow liquid)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (orange liquid)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (red liquid)</td><td>5x10 mL</td></tr> </table> | SG Calibrator L (yellow liquid) | 5x10 mL | SG Calibrator M (orange liquid) | 5x10 mL | SG Calibrator H (red liquid) | 5x10 mL |  |
| SG Calibrator L (yellow liquid)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5x10 mL                         |         |                                 |         |                              |         |  |
| SG Calibrator M (orange liquid)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5x10 mL                         |         |                                 |         |                              |         |  |
| SG Calibrator H (red liquid)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5x10 mL                         |         |                                 |         |                              |         |  |
| <div><b>Date of issue or revision</b></div> <div>06/2020</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | Printed in Japan                |         |                                 |         |                              |         |  |

## SG Calibrator

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>Identification du réactif de DIV</b></div> <div><b>SG Calibrator</b></div>                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div><b>Utilisation prévue</b></div> <div>Uniquement pour usage diagnostique in vitro <p>Le SG Calibrator est destiné à l'utilisation dans le cadre de l'étalonnage du réfractomètre de gravité spécifique de l'urine de l'analyseur chimique urinaire entièrement automatisé.</p></div>    |  |
| <div><b>Principe de la méthode d'analyse</b></div> <div>Le SG Calibrator contient du saccharose. La gravité spécifique étant proportionnelle à l'indice de réfraction, la gravité spécifique de l'échantillon est obtenue avec la courbe d'étalonnage préparée avec le SG Calibrator.</div> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <div><b>Éléments</b></div> <div>Saccharose:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005)</td><td>0,08 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP)</td><td>2,41 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP)</td><td>7,06 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Abbreviations<span> </span>: L<span> </span>: Faible, M<span> </span>: Moyen, H<span> </span>: Élevé</div> | SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005) | 0,08 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP) | 2,41 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP) | 7,06 w/v <span> </span> % | SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % |  |
| SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,08 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,41 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,06 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| SG Calibrator L (gravité spécifique, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | < 0,01 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| SG Calibrator M (gravité spécifique, 1,015 pour la JSCP, 1,014 pour les non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,01 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| SG Calibrator H (gravité spécifique, 1,035 pour la JSCP, 1,031 pour les non-JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,01 w/v <span> </span> %                 |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |
| <div>Les valeurs de gravité spécifique du SG Calibrator (L, M et H) sont attribuées selon le nomogramme de la Société japonaise de pathologie clinique<sup>®</sup> (dénommée JSCP) et le nomogramme largement utilisé par les organisations en dehors du Japon (dénommées «<span> </span>non-JSCP<span> </span>»). Comme il existe divers types de nomogrammes non-JSCP, les valeurs attribuées au nomogramme non-JSCP sont des références que le fabricant ne garantit pas. Les valeurs peuvent être légèrement différentes en cas de mesure à l'aide de nomogrammes non-JSCP.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                           |                                                                                   |                           |                                                                                   |                           |                                             |                             |                                                                                   |                             |                                                                                   |                             |  |

Les valeurs de gravité spécifique du SG Calibrator (L, M et H) sont attribuées selon le nomogramme de la Société japonaise de pathologie clinique<sup>®</sup> (dénommée JSCP) et le nomogramme largement utilisé par les organisations en dehors du Japon (dénommées « non-JSCP »). Comme il existe divers types de nomogrammes non-JSCP, les valeurs attribuées au nomogramme non-JSCP sont des références que le fabricant ne garantit pas. Les valeurs peuvent être légèrement différentes en cas de mesure à l'aide de nomogrammes non-JSCP.

##### Avertissements et mesures de précaution

- Avant utilisation, lire attentivement les instructions d'utilisation de l'analyseur, ainsi que la fiche de données de sécurité.
- Ne pas utiliser de réactifs après congélation.
- Les réactifs dont la date de péremption est passée ne doivent plus être utilisés.
- Veillez à ne pas vous couper les doigts lorsque vous retirez le bouchon avec clapet.
- Porter des gants et une blouse de protection lors de la manipulation ou de l'utilisation de réactifs.
- Évitez tout contact direct avec la peau, les yeux et les muqueuses, ainsi que l'ingestion. En cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- EUH208

Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

##### Procédure d'analyse

Reportez-vous bien aux consignes d'utilisation de l'instrument pour obtenir des consignes d'utilisation propres à l'instrument pour l'utilisation correcte du SG Calibrator.

##### Conservation et durée de vie du produit non ouvert

- Le SG Calibrator doit être stocké à une température de 2-10 °C. Il doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil.
- La date de péremption du produit non entamé est imprimée sur la boîte et sur les étiquettes.

**Conservation et durée de vie après la première ouverture du récipient**
Une fois ouvert, le SG Calibrator doit être utilisé dans la journée.

##### Interprétation des résultats

Reportez-vous bien aux consignes d'utilisation de l'instrument pour obtenir des consignes d'utilisation propres à l'instrument pour l'interprétation correcte des résultats.

##### Limites du mode opératoire d'analyse

N'utilisez pas le SG Calibrator avec d'autres techniques de mesures (réfractomètre manuel ou bandelette réactive à la gravité spécifique, par exemple).
L'utilisation de ce produit est validée pour des analyseurs spécifiques afin d'optimiser les performances du produit et de répondre aux spécifications du produit.
Consultez le Guide d'utilisation de l'analyseur pour confirmer si l'utilisation de ce produit est autorisée ou non par Sysmex.
Sysmex ne peut être tenu responsable des résultats des patients obtenus suite à l'utilisation de produits Sysmex sur des analyseurs non autorisés.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider les modifications de ces instructions ou l'utilisation du produit sur des analyseurs autres que ceux spécifiés par Sysmex.

##### Préparation des réactifs

Retirez le produit du réfrigérateur et laissez-le atteindre la température ambiante avant de procéder à l'étalonnage.

##### Procédure d'élimination

La procédure d'élimination des déchets doit être conforme à la législation en vigueur du pays.

##### Références bibliographiques

1) Saito M., et al.: Japanese Journal of Clinical Pathology, 27: 1026-1032, 1979.

##### Fabricant

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Représentants autorisés</b>                                                                                                                                          | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Corporation</div></div> <div>1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan</div></div> |
| <b>Europe, Moyen-Orient et Afrique<span> </span>:</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><span></span></div><div><b>[</b>EC<b>]</b> <b>REP</b></div></div> <div>Sysmex Europe GmbH</div> <div>Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany</div></div> |                                                                                                                                                   |
| Asie-Pacifique <span> </span> :                                                                                                                                         | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.</div></div> <div>9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735</div></div>       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |         |                                  |         |                                 |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|
| <div><b>Information produit</b></div> <div>SG Calibrator (USG-100A) contient<span> </span>:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (liquide jaune)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (liquide orange)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (liquide rouge)</td><td>5x10 mL</td></tr> </table> | SG Calibrator L (liquide jaune) | 5x10 mL | SG Calibrator M (liquide orange) | 5x10 mL | SG Calibrator H (liquide rouge) | 5x10 mL |  |
| SG Calibrator L (liquide jaune)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5x10 mL                         |         |                                  |         |                                 |         |  |
| SG Calibrator M (liquide orange)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5x10 mL                         |         |                                  |         |                                 |         |  |
| SG Calibrator H (liquide rouge)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5x10 mL                         |         |                                  |         |                                 |         |  |
| <div><b>Date de publication ou de révision</b></div> <div>06/2020</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | Imprimé au Japon                |         |                                  |         |                                 |         |  |

## SG Calibrator

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>Identificación del reactivo de DIV</b></div> <div><b>SG Calibrator</b></div>                                                                                                                                                                                                  |  |
| <div><b>Utilización prevista</b></div> <div>Solo para diagnóstico in vitro <p>EL SG Calibrator está pensado para usarse en la calibración del refractómetro de gravedad específica de la orina del Analizador químico de orina automatizado.</p></div>                                |  |
| <div><b>Principios del método de análisis</b></div> <div>EL SG Calibrator contiene sacarosa. Dado que la gravedad específica es proporcional al índice refractario, la gravedad específica de la muestra se obtiene con la curva de calibración preparada con el SG Calibrator.</div> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <div><b>Componentes</b></div> <div>Sacarosa:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005)</td><td>0,08 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP)</td><td>2,41 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP)</td><td>7,06 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Abreviaciones: L<span> </span>; Bajo, M<span> </span>; Medio, H<span> </span>; Alto</div> | SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005) | 0,08 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP) | 2,41 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP) | 7,06 w/v <span> </span> % | SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % |  |
| SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,08 w/v <span> </span> %                    |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,41 w/v <span> </span> %                    |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,06 w/v <span> </span> %                    |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| SG Calibrator L (gravedad específica, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | < 0,01 w/v <span> </span> %                  |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| SG Calibrator M (gravedad específica, 1,015 para la JSCP, 1,014 para el valor ajeno a la JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,01 w/v <span> </span> %                  |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| SG Calibrator H (gravedad específica, 1,035 para la JSCP, 1,031 para el valor ajeno a la JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,01 w/v <span> </span> %                  |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |
| <div>Los valores de la gravedad específica del SG Calibrator (L, M y H) se asignan según el nomograma de la Sociedad Japonesa de Patología Clínica<sup>®</sup> (conocida como la JSCP) y según el nomograma ampliamente utilizado fuera de Japón (denominado valor ajeno a la JSCP). Puesto que existen diversos tipos de nomogramas ajenos a la JSCP, los valores asignados al nomograma ajeno a la JSCP son meras referencias que no puede garantizar el fabricante. Puede que se observen pequeñas discrepancias si las mediciones se realizan con nomogramas ajenos a la JSCP.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                           |                                                                                                |                           |                                                                                                |                           |                                              |                             |                                                                                                |                             |                                                                                                |                             |  |

Los valores de la gravedad específica del SG Calibrator (L, M y H) se asignan según el nomograma de la Sociedad Japonesa de Patología Clínica<sup>®</sup> (conocida como la JSCP) y según el nomograma ampliamente utilizado fuera de Japón (denominado valor ajeno a la JSCP). Puesto que existen diversos tipos de nomogramas ajenos a la JSCP, los valores asignados al nomograma ajeno a la JSCP son meras referencias que no puede garantizar el fabricante. Puede que se observen pequeñas discrepancias si las mediciones se realizan con nomogramas ajenos a la JSCP.

##### Advertencias y precauciones

- Antes de utilizarlo, lea atentamente las Instrucciones de uso del analizador y las instrucciones de la Ficha de datos de seguridad.
- No utilice reactivos una vez congelados.
- Los reactivos no han de utilizarse después de su fecha de caducidad.
- Tenga cuidado de no cortarse los dedos cuando retire el tapón (flip cap).
- Utilice guantes y una bata de laboratorio para protección cuando manipule los reactivos o trabaje con ellos.
- Evite el contacto directo con la piel, los ojos y las mucosas y no ingiera los reactivos. En caso de contacto con la piel, los ojos o la mucosa, enjuague inmediatamente con mucha agua y acuda a un centro médico. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico.
- EUH208

Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

##### Procedimiento de análisis

Consulte detenidamente las Instrucciones de uso del instrumento para obtener instrucciones específicas sobre el uso apropiado del SG Calibrator.

##### Conservación y caducidad del producto sin abrir

- El SG Calibrator ha de almacenarse a una temperatura de 2-10 °C. Manténgalo protegido de la luz solar.
- La fecha de caducidad del producto sin abrir está impreso en la caja y en las etiquetas.

**Almacenamiento y vida útil después de abrir el producto por primera vez**
Una vez abierto, utilice el SG Calibrator en el mismo día.

##### Interpretación de los resultados

Consulte detenidamente las Instrucciones de uso del instrumento para obtener instrucciones específicas sobre la interpretación apropiada de los resultados.

##### Limitaciones del procedimiento de análisis

No utilice el SG Calibrator como control junto con otras técnicas de medida como el refractómetro manual y la tira reactiva para la gravedad específica.
El uso de este producto está validado en analizadores específicos para optimizar el rendimiento del producto y cumplir con las especificaciones del mismo.
Consulte las Instrucciones de uso del analizador para confirmar que el uso de este producto está autorizado por Sysmex.
Sysmex no se responsabiliza de los resultados de pacientes derivados del uso de productos de Sysmex en analizadores no autorizados.
Es responsabilidad del usuario validar las modificaciones de estas instrucciones, así como el uso del producto en analizadores que no sean los especificados por Sysmex.

##### Preparación del reactivo

Retire el producto del refrigerador y déjelo que vuelva a temperatura ambiente antes de la calibración.

##### Procedimientos de eliminación

El procedimiento de eliminación debe cumplir los requerimientos de las regulaciones locales aplicables.

##### Referencias bibliográficas

1) Saito M., et al.: Japanese Journal of Clinical Pathology, 27: 1026-1032, 1979.

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricante</b>                 | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Corporation</div></div> <div>1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan</div></div>                       |
| <b>Representantes autorizados</b> |                                                                                                                                                                         |
| Europa, Oriente Medio y África:   | <div><div><div><span></span></div><div><b>[</b>EC<b>]</b> <b>REP</b></div></div> <div>Sysmex Europe GmbH</div> <div>Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany</div></div> |
| Asia-Pacífico:                    | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.</div></div> <div>9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735</div></div>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |         |                                   |         |                                |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--|
| <div><b>Información del producto</b></div> <div>SG Calibrator (USG-100A) incluido<span> </span>:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (líquido amarillo)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (líquido naranja)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (líquido rojo)</td><td>5x10 mL</td></tr> </table> | SG Calibrator L (líquido amarillo) | 5x10 mL | SG Calibrator M (líquido naranja) | 5x10 mL | SG Calibrator H (líquido rojo) | 5x10 mL |  |
| SG Calibrator L (líquido amarillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5x10 mL                            |         |                                   |         |                                |         |  |
| SG Calibrator M (líquido naranja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5x10 mL                            |         |                                   |         |                                |         |  |
| SG Calibrator H (líquido rojo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5x10 mL                            |         |                                   |         |                                |         |  |
| <div><b>Fecha de publicación o revisión</b></div> <div>06/2020</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Impreso en Japón                   |         |                                   |         |                                |         |  |

## SG Calibrator

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>Identificação do reagente de DIV</b></div> <div><b>SG Calibrator</b></div>                                                                                                                                                                                         |  |
| <div><b>Utilização prevista</b></div> <div>Apenas para diagnóstico in-vitro <p>O SG Calibrator destina-se a utilização para calibragem do refratômetro de gravidade específica para urina do aparelho de análise química automatizada da urina.</p></div>                  |  |
| <div><b>Princípios do método de exame</b></div> <div>O SG Calibrator contém sacarose. Como a gravidade específica é proporcional ao índice de refração, a gravidade específica de uma amostra é obtida através da curva de calibração preparada com o SG Calibrator.</div> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <div><b>Composição</b></div> <div>Sacarose:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005)</td><td>0,08 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP)</td><td>2,41 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP)</td><td>7,06 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1)</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP)</td><td>&lt; 0,01 w/v<span> </span>%</td></tr> </table> <div>Abreviaturas: L<span> </span>; Baixa, M<span> </span>; Média, H<span> </span>; Alta</div> | SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005) | 0,08 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP) | 2,41 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP) | 7,06 w/v <span> </span> % | SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % | SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP) | < 0,01 w/v <span> </span> % |  |
| SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,08 w/v <span> </span> %                     |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,41 w/v <span> </span> %                     |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06 w/v <span> </span> %                     |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| SG Calibrator L (gravidade específica, 1,005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,01 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| SG Calibrator M (gravidade específica, 1,015 para JSCP, 1,014 para não JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 0,01 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| SG Calibrator H (gravidade específica, 1,035 para JSCP, 1,031 para não JSCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 0,01 w/v <span> </span> %                   |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |
| <div>Os valores da gravidade específica do SG Calibrator (L, M e H) são atribuídos de acordo com o nomograma da Sociedade Japonesa de Patologia Clínica<sup>®</sup> (designados JSCP) e com o nomograma amplamente utilizado fora do Japão (designados não JSCP). Dado que existem vários tipos de nomogramas não JSCP, os valores atribuídos para o nomograma não JSCP são referências que não têm garantia do fabricante. Pode haver uma pequena discrepância se os valores forem medidos utilizando nomogramas não JSCP.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                           |                                                                              |                           |                                                                              |                           |                                               |                             |                                                                              |                             |                                                                              |                             |  |

##### Advertências e precauções

- Antes de utilizar, leia, com cuidado, as instruções de utilização do analisador e as instruções fornecidas na ficha de segurança.
- Não utilize os reagentes depois de congelados.
- Os reagentes não devem ser utilizados depois de expirar o prazo de validade.
- Tenha cuidado para não cortar os dedos quando retirar a tampa de rodar.
- Use luvas e uma bata de laboratório para sua proteção sempre que trabalhar com os reagentes.
- Evite o contacto directo com a pele, olhos, membrana mucosa e a ingestão. Em caso de contacto com a pele, olhos e membrana mucosa, lave imediatamente com água abundante e consulte um médico. Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico.
- EUH208

Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

##### Procedimento de teste

Consulte as Instruções de utilização do aparelho adequado para obter informações específicas sobre a utilização correta do SG Calibrator.

##### Conservação e prazo de validade do produto não aberto

- O SG Calibrator deve ser guardado a uma temperatura de 2-10 °C. Manter afastado da luz solar.
- O prazo de validade do produto não aberto está impreso na caixa e nas etiquetas.

**Conservação e prazo de validade após a primeira abertura**
Uma vez aberto, o SG Calibrator deve ser utilizado no mesmo dia.

##### Interpretação dos resultados

Consulte as Instruções de utilização do aparelho adequado para obter informações específicas sobre a interpretação correta dos resultados.

##### Limitações do procedimento de teste

Não utilize o SG Calibrator como controlo juntamente com outras técnicas de medição, como um refratômetro manual e uma tira de teste de gravidade específica.
A utilização deste produto, está validada em analisadores específicos para otimizar o desempenho do produto e cumprir as especificações do mesmo.
Consulte as Instruções de utilização do analisador para confirmar se a utilização deste produto está autorizada pela Sysmex.
A Sysmex não pode assumir a responsabilidade pelos resultados das análises de pacientes obtidos através da utilização de produtos da Sysmex em analisadores não autorizados.
É da responsabilidade do utilizador validar quaisquer alterações a estas instruções ou utilização do produto em analisadores que não os especificados pela Sysmex.

##### Preparação do reagente

Retire o produto do frigorífico e aguarde até que regresse à temperatura ambiente antes de efetuar a calibração.

##### Eliminação

Os métodos de eliminação devem estar em conformidade com os requisitos dos regulamentos locais aplicáveis.

##### Referências bibliográficas

1) Saito M., et al.: Japanese Journal of Clinical Pathology, 27: 1026-1032, 1979.

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabricante</b>                 | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Corporation</div></div> <div>1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan</div></div>                       |
| <b>Representantes autorizados</b> |                                                                                                                                                                         |
| Europa, Médio Oriente e África:   | <div><div><div><span></span></div><div><b>[</b>EC<b>]</b> <b>REP</b></div></div> <div>Sysmex Europe GmbH</div> <div>Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany</div></div> |
| Ásia-Pacífico:                    | <div><div><div><span></span></div><div>Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.</div></div> <div>9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735</div></div>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |         |                                   |         |                                    |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--|
| <div><b>Informação do produto</b></div> <div>SG Calibrator (USG-100A) incluindo<span> </span>:</div> <table> <tr> <td>SG Calibrator L (líquido amarelo)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator M (líquido laranja)</td><td>5x10 mL</td></tr> <tr> <td>SG Calibrator H (líquido vermelho)</td><td>5x10 mL</td></tr> </table> | SG Calibrator L (líquido amarelo) | 5x10 mL | SG Calibrator M (líquido laranja) | 5x10 mL | SG Calibrator H (líquido vermelho) | 5x10 mL |  |
| SG Calibrator L (líquido amarelo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5x10 mL                           |         |                                   |         |                                    |         |  |
| SG Calibrator M (líquido laranja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5x10 mL                           |         |                                   |         |                                    |         |  |
| SG Calibrator H (líquido vermelho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5x10 mL                           |         |                                   |         |                                    |         |  |
| <div><b>Data de emissão ou de revisão</b></div> <div>06/2020</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impresso no Japão                 |         |                                   |         |                                    |         |  |



## SG キャリブレーター

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><b>販売名</b></div> <div><b>SG キャリブレーター</b></div>                                                                                |  |
| <div><b>使用目的</b></div> <div>SG キャリブレーターは、全自動尿化学分析装置における尿比重測定用屈折率計の校正に使用します。</div>                                                  |  |
| <div><b>方法論及び方法の原則</b></div> <div>SG キャリブレーターはスクロースを含有しています。比重はスクロースから得られる屈折率から換算されますので、SG キャリブレーターで作成した検量線によって尿検体の比重が得られます。</div> |  |

|             |
|-------------|
| <div></div> |
|-------------|

