



REF AU-449-468

UC-CONTROL™

Identification of the IVD reagent UC-CONTROL™

Intended use

For in vitro diagnostic use only
UC-CONTROL is used for quality controlling the Sysmex urine chemistry analyzer (UC-3500 and UC-1000).

Principles of the examination method

- UC-CONTROL is a liquid control composed of UC-CONTROL -L and UC-CONTROL -H.
- The UC-CONTROL covers the following analysis parameters. UC-CONTROL contains the ingredients corresponding to the analysis parameters. For details about the measurement principles of the analysis parameters, refer to the analyzer's Instructions for Use and the package insert of the urinalysis test strip.

Analysis parameters: Urobilinogen (URO), Blood (Hemoglobin) (BLD), Bilirubin (BIL), Ketones (KET), Glucose (GLU), Protein (PRO), pH, Nitrite (NIT), Leucocytes (LEU), Creatinine (CRE), Albumin (ALB), Specific gravity (S.G).

Components

Human urine 10-60 %; Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) <0.01 %; Acetone <5 %

NOTE: The UC-CONTROL is prepared from human urine. Chemical and biochemical substances as well as other constituents derived from human origin are also contained within this control material.

Warnings and precautions

- All human source material used to manufacture UC-CONTROL was non-reactive for antigens to Hepatitis B (HBsAg) and HIV-1 Ag, negative by tests for antibodies to HIV (HIV-1/HIV-2) and Hepatitis C (HCV), when tested on single donor basis by the U.S. Food and Drug Administration accepted methods. Because no known test method can assure complete absence of human pathogens, UC-CONTROL should be handled with appropriate precautions.
 - Always wear protective coat, gloves and goggles when carrying out work on or with the UC-CONTROL.
 - Adhere the warnings and precautions for handling described on the product container, package box, package insert, the analyzer's Instructions for Use and use the product correctly. The reliability of the analysis values cannot be guaranteed if the product is used outside the prescribed instructions and test strips.
 - The product must not be used after its expiration date. The product that is not properly stored may fail to maintain adequate performance even though the product has not reached the expiration date.
 - Do not use the UC-CONTROL if bacterial contamination is observed.
 - Do not dilute the UC-CONTROL or do not add foreign materials to the product. This may affect the measurement results.
 - Do not freeze the UC-CONTROL. Do not use a product that is suspected to have been frozen.
 - Do not replenish the UC-CONTROL or mix the residual liquid after use with new product.
 - Do not transfer or store the product in other containers (such as test tubes), otherwise stability is not guaranteed.
 - When a strong shock or force is applied to the container of the product, the container may be damaged.
 - Do not remove the container after use but immediately dispose of it.
 - Do not leave UC-CONTROL with cap removed. This may affect the measurement results.
 - Once test strip is immersed, UC-CONTROL may not be used for quality control of the Fully Automated Urine Chemistry Analyzer (UC-3500) any more.
 - For measurements of the UC-CONTROL, use the dedicated analyzer, reagents, and test strips. For details of the required reagents and test strips, refer to the analyzer's Instructions for Use.
 - After use, please read the Safety Data Sheet carefully.
- Warning
- H317 May cause an allergic skin reaction.
- P261 Avoid breathing spray.
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- P501 Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

Examination procedure

- Remove the UC-CONTROL from the refrigerator and allow it to return to room temperature before use.
- Mix it by gentle inversion to prevent the liquid from bubbling up.
- The following steps depend on each type of analyzer. Carry out measurements according to the applicable instructions. Immediately after measurements, place the cap on to the bottle and tighten, then put the bottle of UC-CONTROL into the package box and return to the refrigerator.

UC-CONTROL Expected Values

Analysis parameters		UC-CONTROL -L		UC-CONTROL -H	
Urobilinogen (URO)	normal			1+ - 4+	(2.0 - 12.0 mg/dL) (34 - 202 µmol/L)
Blood (Hemoglobin) (BLD)	-			1+ - 3+	(0.06 - 0.75 mg/dL)
Bilirubin (BIL)	UC-3500	-		1+ - 3+	(0.5 - 2.0 mg/dL) (8.6 - 34 µmol/L)
	UC-1000	- - 1+	(- 0.5 mg/dL) (- 8.6 µmol/L)	- - 3+	(- 2.0 mg/dL) (- 34 µmol/L)
Ketones*1 (KET)	-			1+ - 3+	(10 - 80 mg/dL) (0.93 - 7.4 mmol/L)
Glucose (GLU)	-			1+ - 3+	(100 - 500 mg/dL) (5.6 - 28 mmol/L)
Protein (PRO)	-			1+ - 4+	(30 - 1000 mg/dL) (0.3 - 10 g/L)
pH (pH)	5.0 - 6.0			7.0 - 9.0	
Nitrite (NIT)	-			+	
Leucocytes (LEU)	-			2+ - 3+	(75 - 500 c/µL*)
Creatinine (CRE)	10 - 50 mg/dL (0.1 - 0.5 g/L)			100 - 300 mg/dL (1.0 - 3.0 g/L)	
Albumin (ALB)	10 mg/L (0.01 g/L)			150 - over mg/L (0.15 - over g/L)	
	UC-3500	1.003 - 1.017		1.018 - 1.032	
Specific gravity (S.G)	UC-1000	1.000 - 1.025		1.010 - 1.030	

UC-CONTROL™

Identificación del reactivo de DIV UC-CONTROL™

Utilización prevista

Solo para diagnóstico in vitro
El UC-CONTROL se utiliza para el control de calidad del analizador químico de orina de Sysmex (UC-3500 y UC-1000).

Principios del método de análisis

- El UC-CONTROL es un control líquido compuesto de UC-CONTROL -L y UC-CONTROL -H.
- El UC-CONTROL cubre los siguientes parámetros de análisis. El UC-CONTROL contiene los componentes correspondientes a los parámetros de análisis. Para obtener información sobre los principios de medición de los parámetros de análisis, consulte las instrucciones de uso del analizador y el folleto de la tira reactiva de orina.

Parámetros de análisis: Urobilínógeno (URO), Sangre (Hemoglobina) (BLD), Bilirrubina (BIL), Cetonas (KET), Glucosa (GLU), Proteína (PRO), pH, Nitrito (NIT), Leucocitos (LEU), Creatinina (CRE), Albúmina (ALB), Gravedad específica (S.G).

Componentes

Orina humana 10-60 %; Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) <0.01 %; Acetona <5 %

NOTA: El UC-CONTROL está elaborado a base de orina humana. Este material de control también contiene sustancias químicas y bioquímicas, así como constituyentes de origen humano.

Advertencias y precauciones

- Todo el material de origen humano utilizado para fabricar el UC-CONTROL se mostró no reactivo ante los antígenos de Hepatitis B (HBsAg) y HIV-1 Ag, dio negativo en ensayos de anticuerpos de HIV (HIV-1/HIV-2) y Hepatitis C (HCV), en pruebas realizadas en base a donante único según los métodos aprobados de la Administración de alimentos y fármacos de EE. UU. Debido a que ningún método de ensayo conocido puede garantizar la ausencia total de patógenos humanos, el UC-CONTROL debe manejarse con las precauciones pertinentes.
- Utilice siempre bata, guantes y gafas de protección cuando manipule el UC-CONTROL.
- Respete las advertencias y precauciones de manipulación descritas en el recipiente del producto, en la caja de embalaje, en el folleto o en las instrucciones de uso del analizador para utilizar el producto correctamente. No se puede garantizar la fiabilidad de los valores de los análisis si no se utiliza el producto en conformidad con el uso previsto prescrito.
- No se puede utilizar el producto una vez cumplida su fecha de caducidad. Un producto mal almacenado podría perder sus características de realización aunque no se haya cumplido la fecha de caducidad.
- No utilice el UC-CONTROL si está contaminado con bacterias.
- No diluya el UC-CONTROL ni añada materiales externos al producto. Esto podría afectar a los resultados de medición.
- No congele el UC-CONTROL. No utilice un producto si sospecha que se ha congelado.
- No reutilice el UC-CONTROL o el líquido residual tras usarlo con el mismo producto.
- No transfiera o almacene el producto en otros contenedores (por ejemplo, tubos de ensayo), de lo contrario no se garantiza su estabilidad.
- Si el contenido del producto recibe un golpe fuerte o se le aplica una presión excesiva, puede que este se dañe.
- No reutilice el contenedor tras su uso, deséchelo inmediatamente.
- Tape siempre el UC-CONTROL. Esto podría afectar a los resultados de medición.
- Una vez sumergida la tira de prueba, el UC-CONTROL ya no podrá utilizarse para control de calidad del analizador de tiras reactivas de orina totalmente automatizado (UC-3500).
- Para realizar las mediciones del UC-CONTROL, utilice el analizador, las tiras reactivas y los reactivos específicos. Para obtener información sobre los reactivos y las tiras de prueba necesarios, consulte las instrucciones de uso del analizador.
- Antes de usar, lea atentamente la Ficha de Datos de Seguridad.

Atención

- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261 Evitar respirar el aerosol.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501 Eliminar el contenido del recipiente conforme a la legislación local y nacional.

Procedimiento de análisis

- Retire el UC-CONTROL del frigorífico y déjelo que vuelva a temperatura ambiente antes de la calibración.
- Mezclelo girándolo suavemente para que no se formen burbujas.
- Los pasos siguientes dependen de cada tipo de analizador. Lleve a cabo las mediciones de acuerdo con las instrucciones aplicables. Inmediatamente después de las mediciones, coloque el tapón en la botella y apriételo y, a continuación, introduzca la botella del UC-CONTROL en la caja de embalaje y vuelva a ponerla en el frigorífico.

Valores esperados del UC-CONTROL

Parámetros de análisis		UC-CONTROL -L		UC-CONTROL -H	
Urobilínógeno (URO)	normal			1+ - 4+	(2.0 - 12.0 mg/dL) (34 - 202 µmol/L)
Sangre (Hemoglobina) (BLD)	-			1+ - 3+	(0.06 - 0.75 mg/dL)
Bilirrubina (BIL)	UC-3500	-		1+ - 3+	(0.5 - 2.0 mg/dL) (8.6 - 34 µmol/L)
	UC-1000	- - 1+	(- 0.5 mg/dL) (- 8.6 µmol/L)	- - 3+	(- 2.0 mg/dL) (- 34 µmol/L)
Cetonas*1 (KET)	-			1+ - 3+	(10 - 80 mg/dL) (0.93 - 7.4 mmol/L)
Glucosa (GLU)	-			1+ - 3+	(100 - 500 mg/dL) (5.6 - 28 mmol/L)
Proteína (PRO)	-			1+ - 4+	(30 - 1000 mg/dL) (0.3 - 10 g/L)
pH (pH)	5.0 - 6.0			7.0 - 9.0	
Nitrito (NIT)	-			+	
Leucocitos (LEU)	-			2+ - 3+	(75 - 500 c/µL*)
Creatinina (CRE)	10 - 50 mg/dL (0.1 - 0.5 g/L)			100 - 300 mg/dL (1.0 - 3.0 g/L)	
Albúmina (ALB)	10 mg/L (0.01 g/L)			150 - over mg/L (0.15 - over g/L)	
	UC-3500	1.003 - 1.017		1.018 - 1.032	
Gravedad específica (S.G)	UC-1000	1.000 - 1.025		1.010 - 1.030	

Valores esperados del UC-CONTROL

Parámetros de análisis		UC-CONTROL -L		UC-CONTROL -H	
Urobilínógeno (URO)	normal			1+ - 4+	(2.0 - 12.0 mg/dL) (34 - 202 µmol/L)
Sangre (Hemoglobina) (BLD)	-			1+ - 3+	(0.06 - 0.75 mg/dL)
Bilirrubina (BIL)	UC-3500	-		1+ - 3+	(0.5 - 2.0 mg/dL) (8.6 - 34 µmol/L)
	UC-1000	- - 1+	(- 0.5 mg/dL) (- 8.6 µmol/L)	- - 3+	(- 2.0 mg/dL) (- 34 µmol/L)
Corpos Cetónicos*1 (KET)	-			1+ - 3+	(10 - 80 mg/dL) (0.93 - 7.4 mmol/L)
Glucose (GLU)	-			1+ - 3+	(100 - 500 mg/dL) (5.6 - 28 mmol/L)
Proteína (PRO)	-			1+ - 4+	(30 - 1000 mg/dL) (0.3 - 10 g/L)
pH (pH)	5.0 - 6.0			7.0 - 9.0	
Nitrito (NIT)	-			+	
Leucócitos (LEU)	-			2+ - 3+	(75 - 500 c/µL*)
Creatinina (CRE)	10 - 50 mg/dL (0.1 - 0.5 g/L)			100 - 300 mg/dL (1.0 - 3.0 g/L)	
Albúmina (ALB)	10 mg/L (0.01 g/L)			150 - over mg/L (0.15 - over g/L)	
	UC-3500	1.003 - 1.017		1.018 - 1.032	
Gravedad específica (S.G)	UC-1000	1.000 - 1.025		1.010 - 1.030	

UC-CONTROL™

Identification du réactif de DIV UC-CONTROL™

Utilisation prévue

Uniquement pour usage diagnostique in vitro
L'UC-CONTROL est utilisé pour le contrôle de la qualité de l'analyseur chimique d'urine Sysmex (UC-3500 et UC-1000).

Principe de la méthode d'analyse

- L'UC-CONTROL est un contrôle liquide composé d'UC-CONTROL -L et d'UC-CONTROL -H.
- L'UC-CONTROL couvre les paramètres d'analyse suivants. L'UC-CONTROL contient les éléments correspondant aux paramètres d'analyse. Pour plus de détails sur les principes de mesure des paramètres d'analyse, consultez les instructions d'utilisation de l'analyseur et la notice de la bandelette d'analyse urinaire.

Paramètres d'analyse: Urobilino  ne (URO), Sang (H  moglobine) (BLD), Bilirubine (BIL), C  tones (KET), Glucose (GLU), Prot  ine (PRO), pH, Nitrite (NIT), Leucocytes (LEU), Cr  atinine (CRE), Albumine (ALB), Gravit   sp  cifique (S.G).

  l  ments

Ur  ne humaine 10-60 %; M  lange de: 5-chloro-2-m  thyl-2H-isothiazol-3-one; 2-m  thyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) <0.01 %; Ac  tone <5 %.

REMARQUE : L'UC-CONTROL est pr  par      partir d'urine humaine. Ce mat  riel de contr  le contient des substances chimiques et biochimiques ainsi que des constituants d'origine humaine.

Avertissements et mesures de pr  caution

- Tous les mat  riaux d'origine humaine utilis  s pour fabriquer l'UC-CONTROL sont contr  l  s comme non r  actifs aux antig  nes de l'h  patite B (HBsAg) et du HIV-1 Ag, n  gatifs aux tests d'anticorps du HIV (HIV-1/HIV-2) et de l'h  patite C (HCV), lorsqu'ils sont test  s sur la base d'un donneur unique selon les m  thodes approuv  es par l'Administration des Aliments et M  dicaments (FDA) des   tats-Unis. Aucune m  thode comme n  tant en mesure de garantir l'absence totale d'  l  ments pathog  nes humains, l'UC-CONTROL doit   tre manipul   avec les pr  cautions requises.
- Toujours porter une blouse de protection, des gants et des lunettes lors de la manipulation ou de l'utilisation de l'UC-CONTROL.
- Suivre les avertissements et mesures de pr  caution pour la manipulation qui sont d  crits sur le flacon du produit, le carton d'emballage, la notice ou les instructions d'utilisation de l'analyseur, puis utiliser le produit correctement. La fiabilit   des valeurs d'analyse ne peut pas   tre garantie si le produit est utilis   en dehors de l'usage pr  vu pr  sent.
- Le produit dont la date de p  remption est pass  e ne doit plus   tre utilis  . Les performances d'un produit qui n'est pas correctement rang   risquent d'  tre diminu  es m  me si la date de d  passement du produit n'est pas pass  e.
- Ne pas utiliser l'UC-CONTROL en cas de contamination bact  rienne.
- Ne pas diluer l'UC-CONTROL ou ne pas ajouter de corps   trangers au produit. Cela pourrait fausser les r  sultats de mesure.
- Ne pas cong  ler l'UC-CONTROL. Ne pas utiliser un produit qui pourrait avoir   t   congel  .
- Ne pas r  faire le plein en UC-CONTROL ni m  langer le liquide restant apr  s utilisation avec un nouveau produit.
- Ne pas transf  rer ni ranger le produit dans d'autres r  cipients (tels que des tubes   essai), dans le cas contraire la stabilit   n'est pas garantie.
- Lorsqu'un choc important ou une force puissante est exerc  e sur le flacon du produit, le flacon risque d'  tre endommag  .
- Ne pas r  utiliser le flacon apr  s utilisation, le mettre imm  diatement au rebut.
- Ne pas laisser le bouchon de l'UC-CONTROL ouvert. Cela pourrait fausser les r  sultats de mesure.
- Une fois qu'une bandelette d'analyse est immerg  e, l'UC-CONTROL ne peut plus   tre utilis   pour le contr  le de la qualit   de l'analyseur de chimie urinaire automatique (UC-3500).
- Pour les mesures de l'UC-CONTROL, utiliser l'analyseur, les r  actifs et les bandelettes d'essai appropri  es. Pour plus d'informations sur les r  actifs et les bandelettes d'essai, r  f  rez-vous aux instructions d'utilisation de l'analyseur.
- Avant utilisation, lire attentivement les Fiches de Donn  es de S  curit  .

Proc  dure d'analyse

- Retirer l'UC-CONTROL du r  frig  rateur et le laisser atteindre la temp  rature ambiante avant de l'utiliser.
- Le m  langer par une inversion lente afin d'  viter la formation de bulles dans le liquide.
- Les   tapes suivantes d  pendent de chaque type d'analyseur. Effectuer les mesures conform  ment aux instructions applicables. Juste apr  s avoir effectu   les mesures, placer le bouchon sur le flacon et le s  rer, puis mettre le flacon d'UC-CONTROL dans le carton d'emballage et remettre au r  frig  rateur.

Valeurs attendues d'UC-CONTROL

Param��tres d'analyse		UC-CONTROL -L		UC-CONTROL -H	
Urobilino��g��ne (URO)	normal			1+ - 4+	(2.0 - 12.0 mg/dL) (34 - 202 µmol/L)
Sang (H��moglobine) (BLD)	-			1+ - 3+	(0.06 - 0.75 mg/dL)
Bilirubine (BIL)	UC-3500	-		1+ - 3+	(0.5 - 2.0 mg/dL) (8.6 - 34 µmol/L)
	UC-1000	- - 1+	(- 0.5 mg/dL) (- 8.6 µmol/L)	- - 3+	(- 2.0 mg/dL) (- 34 µmol/L)
C��tones*1 (KET)	-			1+ - 3+	(10 - 80 mg/dL) (0.93 - 7.4 mmol/L)
Glucose (GLU)	-			1+ - 3+	(100 - 500 mg/dL) (5.6 - 28 mmol/L)
Prot��ine (PRO)	-			1+ - 4+	(30 - 1000 mg/dL) (0.3 - 10 g/L)
pH (pH)	5.0 - 6.0			7.0 - 9.0	
Nitrite (NIT)	-			+	
Leucocytes (LEU)	-			2+ - 3+	(75 - 500 c/µL*)
Cr��atinine (CRE)	10 - 50 mg/dL (0.1 - 0.5 g/L)			100 - 300 mg/dL (1.0 - 3.0 g/L)	
Albumine (ALB)	10 mg/L (0.01 g/L)			150 - over mg/L (0.15 - over g/L)	
	UC-3500	1.003 - 1.017		1.018 - 1.032	
Gravit�� sp��cifique (S.G)	UC-1000	1.000 - 1.025		1.010 - 1.030	

UC-CONTROL™

Identificaci  n del reagente de DIV UC-CONTROL™

Utilizaci  n prevista

Apenas para diagn  stico in-vitro
O UC-CONTROL    utilizado para controlar a qualidade do aparelho de an  lise qu  mica da urina Sysmex (UC-3500 e UC-1000).

Pr  ncipios do m  todo de exame

- O UC-CONTROL    um l  quido de controle composto por UC-CONTROL -L e UC-CONTROL -H.
- O UC-CONTROL abrange os par  metros de an  lise indicados em seguida. O UC-CONTROL cont  m os ingredientes correspondentes aos par  metros de an  lise. Para detalhes sobre os princ  pios de medi  o dos par  metros de an  lise, consulte as Instru  es de Utiliza  o do aparelho de an  lise e o folheto informativo da tira de teste para an  lise da urina.

Par  metros da an  lise: Urobilino  geno (URO), Sangue (Hemoglobina) (BLD), Bilirrubina (BIL), C  rpos Cet  nicos (KET), Glucose (GLU), Prote  na (PRO), pH, Nitrito (NIT), Leuc  citos (LEU), Creatinina (CRE), Alb  mina (ALB), Gravidade espec  fica (S.G).

Composi  o

Ur  na humana 10-60 %; Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol  -3-ona e 2-metil-2H-isotiazol  -3-ona (3:1) <0.01 %; Acetona <5 %.

NOTA: O UC-CONTROL    preparado a partir de urina humana. Este material de controle cont  m subst  ncias qu  micas e bioqu  micas, assim como outros constituintes de origem humana.

Advert  ncias e precau  es

- Todos os materiais de origem humana utilizados no fabrico do UC-CONTROL foram n   reativos aos ant  genos de Hepatite B (HBsAg) e HIV-1 Ag, e foram negativos aos testes de antic  rpos a HIV (HIV-1/HIV-2) e Hepatite C (HCV), quando testados numa base de dador   nico atrav  s dos m  todos aceites pela Administra  o Federal de Alimentos e Medicamentos dos E.U.A. Como nenhum m  todo de teste conhecido pode assegurar uma aus  ncia total de pat  genos humanos, o UC-CONTROL deve ser manuseado com as devidas precau  es.
- Use sempre uma bata, luvas e   culos de prote  o quando trabalhar com o UC-CONTROL. S  gu as advert  ncias e precau  es de manuseamento descritas no recipiente do produto, embalagem, folheto informativo ou nas Instru  es de Utiliza  o do aparelho de an  lise e utilize o produto de forma correta. A fiabilidade dos valores das an  lises n  o pode ser garantida se o produto for utilizado com outra finalidade que n  o    prescrita.
- O produto n  o deve ser utilizado depois de expirar o prazo de validade. Se o produto n  o for devidamente guardado, poder   n   proporcionar um desempenho adequado, mesmo que o prazo de validade ainda n  o tenha expirado.
- N  o utilize o UC-CONTROL se estiver observando contamina  o bacteriana.
- N  o dilua o UC-CONTROL nem adicione materiais estranhos ao produto. Isso pode afetar os resultados da medi  o.
- Ne congele o UC-CONTROL. N  o utilize um produto que suspeite ter sido congelado.
- Ne reabastea o UC-CONTROL nem misture o l  quido restante ap  s utiliza  o com produto novo.
- N  o transfira para nem guarde o produto em outros recipientes (como, tubos de ensaio) pois se o fizer a estabilidade n  o    garantida.
- Quando o recipiente do produto    submetido a um choque ou for  a forte, o recipiente poder   ficar danificado.
- N  o reutilize o recipiente ap  s o uso e elim  ne-o de imediato.
- N  o deixe o UC-CONTROL com a t  mpera aberta. Isso pode afetar os resultados da medi  o.
- Uma vez imersa a tira de teste, o UC-CONTROL n  o pode ser utilizado mais nenhuma vez para o controle de qualidade do Analizador Qu  mico de Urina Totalmente Automatizado (UC-3500).
- Para efetuar medi  es do UC-CONTROL, utilize o aparelho de an  lise, reagentes e tiras de teste adequados. Para detalhes sobre os reagentes e tiras de teste necess  rios, consulte as Instru  es de Utiliza  o do aparelho de an  lise.
- Antes de usar, ler atentamente a Ficha De Seguran  a.

- Aten  o
- H317 Pode provocar uma rea  o al  rgica cut  nea.
- P261 Evitar respirar o aerosol.
- P280 Usar luvas de prote  o/vestu  rio de prote  o/prote  o ocular/prote  o facial.
- P333+P313 Em caso de irrita  o ou erup  o cut  nea: consulte um m  dico.
- P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lav  -la antes de a voltar a usar.
- P501 Eliminar o cont  ido do recipiente de acordo com a legisla  o local e nacional.

Procedimento de teste

- Retire o UC-CONTROL do frigor  fico e aguarde at   que regresse a temperatura ambiente antes de o utilizar.
- Agite invertendo com cuidado para evitar que o l  quido forme bolhas.
- Os passos indicados a seguir dependem do tipo do aparelho de an  lise. Efetue as medi  es de acordo com as instru  es aplic  veis. Imediatamente depois de concl  das as medi  es, coloque a t  mpera no frasco e aperte a t  mpera, de seguida coloque o frasco de UC-CONTROL na embalagem e volte a colocar no frigor  fico.

UC-CONTROL Valores esperados

Bilirrubina (BIL)	UC-3500	-		1+ - 3+	(0.5 - 2,0 mg/dL)	(8,6 - 34 μmol/L)
	UC-1000	-	- 1+ (- 0,5 mg/dL)(- 8,6 μmol/L)	- - 3+	(- 2,0 mg/dL)	(- 34 μmol/L)
Corpos Cet�nicos*	(KET)	-		1+ - 3+	(10 - 80 mg/dL)	(0,93 - 7,4 mmol/L)
Glucose	(GLU)	-		1+ - 3+	(100 - 500 mg/dL)	(5,6 - 28 mmol/L)
Prote�na (PRO)		-		1+ - 4+	(30 - 1000 mg/dL)	(0,3 - 10 g/L)
pH	(pH)	-	5,0 - 6,0	7,0 - 9,0		
N�trito	(NIT)	-		+		
Leuc�citos (LEU)		-		2+ - 3+	(75 - 500 c/μL*)	
Creatinina (CRE)		-	10 - 50 mg/dL (0,1 - 0,5 g/L)	100 - 300 mg/dL	(1,0 - 3,0 g/L)	
Albumina (ALB)		-	10 mg/L (0,01 g/L)	150 - over mg/L	(0,15 - over g/L)	
Gravidade espec�fica (S.G)	UC-3500	-	1,003 - 1,017	1,018 - 1,032		
	UC-1000	-	1,000 - 1,025	1,010 - 1,030		

