

UF-Fluorocell™ CR

EN

Identification of the IVD reagent

UF-Fluorocell™ CR

Intended use

For in vitro diagnostic use only.

UF-Fluorocell CR is used to mark white blood cells, epithelial cells and bacteria, etc. in urine or in body fluids for determination of their counts with Sysmex fully automated urine particle analyzers.

UF-Fluorocell CR is intended for use only in conjunction with Sysmex diluent UF-CELLPACK CR.

Principles of the examination method

A sample volume of urine or body fluids is introduced into the analyzer where a portion is automatically diluted 1:4 with the special Sysmex diluent UF-CELLPACK CR and UF-Fluorocell CR. UF-CELLPACK CR reduces the interference from red blood cells and adjusts the condition of the specimen to enable marking of white blood cells, epithelial cells and bacteria, etc. The entire dilution is maintained at a constant temperature for a defined time period in order to allow UF-Fluorocell CR to mark white blood cells, epithelial cells and bacteria, etc. in the specimen. The marked specimen is then introduced into the sheath flow detector where light scatter and fluorescent emission are measured, and white blood cells, epithelial cells and bacteria, etc. counts are determined.

Refer to the analyzer's Instructions for Use for the measurement principle.

ComponentsPolymethine dye 0.02 %
Ethylene glycol 99.9 %**Warnings and precautions**

- Follow the warnings and precautions for handling described on the reagent container, package box, package insert or the analyzer's Instructions for Use, and use the reagent correctly. The reliability of the analysis values cannot be guaranteed if the reagent is used outside of the written intended use.
- Do not use expired reagents, as the reliability of the analysis values cannot be guaranteed.
- Do not use a reagent which you suspect has been frozen.
- When replacing this reagent, do not refill and use the same container.
- Handle the reagent with care to prevent air bubbles. If air bubbles are present, the performed analysis may be incorrect.
- Do not remove the RFID (Radio-Frequency Identification Device) tag until disposal. All the product information is managed by the RFID tag on the cartridge.
- After setting, reset of the package is not recommended. Removing the reagent cartridge from the analyzer may cause deterioration of the reagent by contamination from the already opened sealing film.

8. Always wear protective coat and gloves when carrying out work on or with the reagent.
 9. NEVER make contact of this reagent with the human body. Avoid contact with skin and eyes, and avoid ingestion. In case of skin contact, rinse immediately with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse immediately with water or normal saline, occasionally lifting upper and lower eyelids until no evidence remains. Obtain medical attention. If swallowed, seek medical advice immediately.

Warning

H302 Harmful if swallowed.
P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.



16CFR1500 (U.S.A.):

WARNING

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

Additional required equipment

UF-Fluorocell CR is intended for use exclusively only with the Sysmex reagents. If other reagents are used, the product performance of Sysmex instruments cannot be guaranteed.

Refer to the analyzer's Instructions for Use for further information.

Storage and shelf life of unopened product

- Store unopened UF-Fluorocell CR at 2-35 °C and avoid exposure to sunlight.
- The expiration date of the unopened product is printed on the box and labels.

Storage and shelf life after first opening

Once opened and installed in the instrument, UF-Fluorocell CR is stable for 90 days.

Performance characteristics

Performance should be within instrument specifications.

Refer to the analyzer's Instructions for Use for performance characteristics.

Limitations of the examination procedure

Always use the reagent within the specified analysis environment for the instrument. Accurate analysis results may not be obtained if analyzed in an environment that does not meet the specified conditions. The results may be inaccurate due to the influences of foreign substances, bacteria growth, etc.

Refer to the analyzer's Instructions for Use for further information.

The use of this reagent, respectively control or calibrator, is validated on specific analyzers to optimize product performance and meet product specifications. Please refer to Instructions For Use of your analyzer whether the use of this reagent, respectively control or calibrator, is authorized by Sysmex. Sysmex cannot take the responsibility for patient results received from the use of Sysmex reagents, controls or calibrators on unauthorized analyzers. It is the responsibility of the user to validate modifications to these instructions or use of the reagent, control or calibrator on analyzers other than those specified by Sysmex.

Primary sample collection, handling and storage

UF-Fluorocell CR is intended for use with human urine and body fluids.

See the analyzer's Instructions for Use for further information regarding sample requirements.

Disposal procedures

- Dispose of the cartridge after removing residual reagent solution and tightly seal the spout of the cartridge before disposing to prevent residual reagent solution leakage. You may use tape to secure the spout.
- Disposal procedures of cartridge, reagent solution and waste effluents from the instrument should meet the requirements of applicable local regulations.

Manufacturer

Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Authorized representatives

Americas: Sysmex America, Inc.

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.

Asia-Pacific: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.

9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

Product information

UF-Fluorocell CR (UFR-800A)

29 mL x 2 cartridges

Date of issue or revision

11/2021

Printed in Japan

UF-Fluorocell™ CR**Identification du réactif de IVD**

UF-Fluorocell™ CR

Utilisation prévueUniquement pour usage diagnostique in vitro
UF-Fluorocell CR permet de marquer les leucocytes, les cellules épithéliales, les bactéries, etc., présents dans l'urine ou dans les fluides corporels afin de déterminer leur numération à l'aide d'analysateurs de particules d'urine entièrement automatisés de Sysmex.

UF-Fluorocell CR est uniquement destiné à une utilisation avec le diluant UF-CELLPACK CR de Sysmex.

Principe de la méthode d'analyse

Un volume d'échantillon d'urine ou de fluides corporels est introduit dans l'analyseur dans lequel une partie est automatiquement diluée au 1/4 par le diluant spécifique UF-CELLPACK CR et UF-CELLPACK CR réduit la interférence de les globules rouges et ajuste la condition de la muestra para permitir el marcado de los glóbulos blancos, las células epiteliales, las bacterias, etc. Toda la dilución se mantiene a temperatura constante durante un período de tiempo definido para permitir que el UF-Fluorocell CR marque los leucocitos, las células epiteliales, las bacterias, etc. en la muestra. A continuación la muestra marcada se introduce en el detector de flujo de capa donde se miden la dispersión de la luz y la emisión fluorescente, y se determinan los recuentos de glóbulos blancos, células epiteliales, bacterias, etc.

Consulte las instrucciones de uso del analizador para obtener información sobre el principio de medición.

ÉlémentsColorant polyméthine 0,02 %
Ethyleneglycol 99,9 %**Avertissements et mesures de précaution**

- Respecter les avertissements et les mesures de précaution concernant la manipulation qui sont décrits sur le flacon de réactif, sur le carton d'emballage, dans la notice ou dans le mode d'emploi de l'analyseur, et utiliser le réactif correctement. La fiabilité des valeurs d'analyse ne peut pas être garantie en cas d'utilisation du réactif en dehors de l'usage prévu.
- Ne pas utiliser de réactifs périmés, car la fiabilité des valeurs d'analyse ne peut pas être garantie.

3. Ne pas utiliser un réactif que vous suspectez avoir été gelé.

4. Allez remplacer ce réactif, ne rellez le même conteneur pour le remplir de nouveau.

5. Manipulez le réactif avec précaution afin d'éviter la formation de bulles d'air. En cas de bulles d'air, l'analyse effectuée peut se révéler incorrecte.

6. Ne pas retirer l'étiquette RFID (identification par radio fréquence) tant que le produit est utilisé. Toutes les informations relatives au produit sont gérées par l'étiquette RFID sur la cartouche.

7. Il n'est pas recommandé de repositionner la cartouche après le positionnement initial. Le retrait de la cartouche de l'analyseur peut détériorer le réactif et le contaminer à cause de la pellicule de protection qui est déjà déchirée.

8. Toujours porter des gants et une blouse de protection lors de la manipulation ou de l'utilisation du réactif.

9. Le corps humain ne doit JAMAIS être en contact avec ce réactif. Évitez le contact avec la peau et les yeux et évitez l'ingestion. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau ou une solution saline normale, en écartant régulièrement les paupières jusqu'à ce qu'aucune trace ne soit visible. Consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

AttentionH302 Noción en caso de ingestión.
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO ANTIPOISON/un médico en caso de malaise.

P501 Eliminar el contenido/recipient concomitante con la regulación local y nacional.

Équipement supplémentaire nécessaire

UF-Fluorocell CR est uniquement destiné à une utilisation exclusive avec les réactifs de Sysmex. Si d'autres réactifs sont utilisés, il n'est pas possible de garantir les performances du produit des instruments Sysmex.

Consulte las instrucciones de uso del analizador para obtener más información.

Procédé d'analyse

Insérer une cartouche UF-Fluorocell CR dans la position indiquée, puis raccorder le UF-Fluorocell CR. Lors de l'utilisation du UF-Fluorocell CR, ne pas décoller la pellicule de protection.

Consulter le Mode d'emploi de l'analyseur pour plus d'informations.

Conservation et durée de vie du produit non ouvert

- Conserver le UF-Fluorocell CR non ouvert entre 2 et 35 °C et éviter toute exposition à la lumière du soleil.
- La date d'expiration du produit non ouvert est imprimée sur la boîte et sur les étiquettes.

Consulter le Mode d'emploi de l'analyseur pour plus d'informations.

Conservation et durée de vie du produit ouvert

Après ouverture et installation dans l'instrument, UF-Fluorocell CR est stable pendant 90 jours.

Caractéristiques de performances

Les performances correspondent aux caractéristiques de l'instrument.

Consulter le Mode d'emploi de l'analyseur pour plus d'informations sur les caractéristiques de performances.

Limits du mode opératoire d'analyse

Utiliser toujours le réactif dans l'environnement d'analyse spécifié pour l'instrument. Les résultats d'analyse obtenus pourraient être inexacts si l'analyse a été effectuée dans un environnement qui ne répond pas aux critères spécifiés. Les résultats pourraient être inexacts du fait de l'influence de corps étrangers, de la croissance des bactéries, etc.

Consulter le Mode d'emploi de l'analyseur pour plus d'informations.

L'utilisation du réactif, contrôle ou calibrateur, est validée pour des analyseurs spécifiques afin d'optimiser les performances du produit et de répondre aux spécifications du produit. Consultez les instructions d'utilisation de votre analyseur pour vérifier si l'utilisation de ce réactif, contrôle ou calibrateur, est autorisée ou non par Sysmex. Sysmex ne peut être tenu responsable des résultats des patients obtenus suite à l'utilisation de réactifs, de contrôles ou de calibrateurs Sysmex sur des analyseurs non autorisés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider les modifications de ces instructions ou l'utilisation du réactif, du contrôle ou du calibrateur sur des analyseurs autres que ceux spécifiés par Sysmex.

UF-Fluorocell CR est destiné à une utilisation avec de l'urine et des fluides corporels humains.

Consulter le Mode d'emploi de l'analyseur pour plus d'informations sur les exigences liées aux échantillons.

Procédure d'élimination

- Désachez le cartouche après l'élimination de la solution de réactif résiduelle et fermez hermétiquement l'orifice de la cartouche avant l'élimination pour éviter toute fuite de solution de réactif résiduel. Utilisez la bande adhésive pour boucher l'orifice.
- La procédure d'élimination de la cartouche, de la solution de réactif et des effluents usés de l'instrument doit répondre aux exigences des réglementations locales en vigueur.

Fabricant

Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

Représentants autorisés

Amériques : Sysmex America, Inc.

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.

Asie-Pacifique : Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.

9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

Information produit

UF-Fluorocell CR (UFR-800A)

29 mL x 2 cartouches

Date de publication ou de révision

11/2021

Imprimé au Japon

UF-Fluorocell™ CR**Identificación del reactivo de IVD**

UF-Fluorocell™ CR

Usos previstosSolo para diagnóstico in vitro
UF-Fluorocell CR se utiliza para marcar glóbulos blancos, células epiteliales, bacterias, etc. en la orina o en los fluidos corporales con el fin de determinar los recuentos con los analizadores de partículas de orina completamente automatizados de Sysmex.

UF-Fluorocell CR solo se puede utilizar con el diluyente UF-CELLPACK CR de Sysmex.

Principios del método de ensayo

Un volumen de la muestra de orina o de fluidos corporales se introduce en el analizador donde se diluye automáticamente una parte con una proporción de 1:4 con los diluyentes UF-CELLPACK CR y UF-Fluorocell CR de Sysmex. UF-CELLPACK CR reduce la interferencia de los eritrocitos y ajusta la condición de la muestra para permitir el marcado de los glóbulos blancos, las células epiteliales, las bacterias, etc. Toda la dilución se mantiene a temperatura constante durante un período de tiempo definido para permitir que el UF-Fluorocell CR marque los leucocitos, las células epiteliales, las bacterias, etc. en la muestra. A continuación la muestra marcada se introduce en el detector de flujo de capa donde se miden la dispersión de la luz y la emisión fluorescente, y se determinan los recuentos de glóbulos blancos, células epiteliales, bacterias, etc.

Consulte las instrucciones de uso del analizador para obtener información sobre el principio de medición.

ComponentesCorante de polimetina 0,02 %
Etilenglicol 99,9 %**Advertencias y precauciones**

- Siga las advertencias y las precauciones de maneamiento descritas no el recipiente del reagente, en el

UF-Fluorocell™ CR

KO

[IVD 시약 명칭]
UF-Fluorocell™ CR[사용목적]
체외진단전용UF-Fluorocell CR은 Sysmex 전자동 요법기 사용하여 소변 또는 체액 내의 백혈구, 상피 세포 및 박테리아 등을 표시해 개수를 측정하는데 사용됩니다.
UF-Fluorocell CR은 Sysmex 희석용 UF-CELLPACK CR과 함께 전용으로 사용되도록 제조되었습니다.

[검사법 원리]

일정량의 소변 또는 체액 검체가 분석기에 흡입되면, 검체는 전용 Sysmex 희석제 UF-CELLPACK CR 및 UF-Fluorocell CR과 1:4의 비율로 자동 희석됩니다. UF-CELLPACK CR은 적혈구의 간섭을 줄이고 검체의 상태를 조정하여 백혈구, 상피 세포 및 박테리아 등을 표시할 수 있도록 합니다. UF-Fluorocell CROI 검체 내의 백혈구, 상피 세포 및 박테리아 등을 표시할 수 있도록 지정된 시간 동안 희석액의 온도를 일정하게 유지합니다. 표시된 검체는 시스템(sheath flow) 검출기에 주입되어 산란광과 형광 강도가 측정되고, 백혈구, 상피 세포 및 박테리아 등의 수가 결정됩니다. 측정 원리는 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

[성분 및 함량]
폴리메탄 옥료 0.02 %
에틸렌 글리콜 99.9 %

[사용시 주의사항]

1. 시약 용기, 포장 상자, 포장 단자 또는 분석기 사용 설명서에 기재된 사용시 주의사항에 따라 시약을 옮겨쓰거나 사용하지 마십시오. 명시된 용도 이외의 용도로 시약을 사용할 경우 분석 값의 신뢰성을 보장할 수 없습니다.
2. 유효기간이 만료된 시약은 분석 값의 신뢰성을 보장할 수 없으므로 사용하지 마십시오.
3. 동결된 시약은 사용하지 마십시오.
4. 시약 교체 시 동일한 용기에 시약을 보관해서 사용하지 마십시오.
5. 기포가 생기지 않도록 시약을 조심해서 다루십시오. 기포가 있으면 분석이 잘못 수행될 수 있습니다.
6. 폐기 시까지 RFID(무선 주파수 식별 장치) 태그를 제거하지 마십시오. 모든 제품 정보는 카트리지의 RFID 태그로 관리됩니다.
7. 시약 한번 장착한 후에는 패키지를 재장착하지 않는 것이 좋습니다. 분석기에서 시약 카트리지를 제거하면 이미 밀봉 필름이 벗겨졌으므로 오염으로 인해 시약이 번질될 수 있습니다.
8. 시약 관련 작업을 수행하거나 시약을 사용할 때는 항상 보호복과 보호 장갑을 착용하십시오.
9. 이 시약이 물에 닿지 않도록 주의하십시오. 피부와 눈에 닿거나 삼키지 않도록 주의하십시오. 피부에 닿은 경우 즉시 물로 충분히 닦아 깨끗이 씻어내십시오. 눈에 들어간 경우 즉시 물 또는 생리식염수로 씻어내고, 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀을 들어올리면서 이를질이 완전히 제거될 때까지 씻어냅니다. 그런 다음 의사에게 상담을 받으십시오. 삼킨 경우 즉시 의사에게 상담을 받으십시오.
10. 사용전 물질안전보건자료를 주의깊게 읽어 보십시오.

[추가 필요 기기]

UF-Fluorocell CR은 Sysmex 전용시약으로 사용하도록 제조되었습니다. 다른 시약을 사용할 경우 Sysmex 장비의 제품 성능을 보장할 수 없습니다. 자세한 내용은 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

[검사절차]

UF-Fluorocell CR 카트리지를 지정된 위치에 장착 후 UF-Fluorocell CR을 연결합니다. UF-Fluorocell CR 사용 시 밀봉 필름을 벗겨내지 마십시오.

자세한 내용은 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

[미개봉 제품의 보관과 유효기간]

1. 개봉하지 않은 UF-Fluorocell CR은 2-35 °C의 온도에서 보관하고 햇빛에 노출되지 않도록 하십시오.
2. 개봉하지 않은 제품의 유효 기간은 상자와 라벨에 인쇄되어 있습니다.

[개봉 후 보관 및 유효 기간]

UF-Fluorocell CR을 개봉하여 장비에 설치한 후에는 90일 동안 사용할 수 있습니다.

[성능특성]

성능은 장비 시약 기준을 충족해야 합니다. 성능특성은 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

[검사절차의 제한]

항상 장비의 지정된 분석 환경에서 시약을 사용하십시오. 지정된 조건을 충족하지 않는 환경에서 분석할 경우 정확한 분석 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 이를질, 박테리아 증식 등의 영향으로 부정확한 결과가 나올 수 있습니다.

자세한 내용은 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

관리 시약 또는 보정 시약 등의 시약을 사용할 경우 제품 성능을 최적화하고 제품 사양을 충족하기 위해 특정 분석기에서 이러한 시약의 사용을 권장합니다. 관리 시약 또는 보정 시약 등의 시약 사용이 Sysmex의 승인을 받았는지 확인하려면 분석기 사용 설명서를 참조하십시오. Sysmex는 승인되지 않은 분석기에서 Sysmex 관리 시약 또는 보정 시약을 사용할 경우 화자에게 발생하는 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 이러한 저점에 대한 변경 사항을 검증하거나 관리 시약 또는 보정 시약과 같은 시약이 Sysmex에서 지정하지 않은 분석기에서 사용되는지 확인할 책임은 사용자에게 있습니다.

[1차 검체 차취, 처리 및 보관]

UF-Fluorocell CR은 인간뇨 및 체액에만 사용하도록 제조되었습니다. 검체 조건에 대한 자세한 내용은 분석기 사용 설명서를 참조하십시오.

[폐기절차]

1. 남아 있는 시약 용액이 누출되지 않도록 폐기 전에 잔여 시약을 제거하고 카트리지 입구를 완전히 밀봉한 후 카트리지를 폐기하십시오. 테이프를 사용하여 입구를 밀봉할 수 있습니다.
2. 장비에서 카트리지, 시약 용액 및 폐액을 폐기하는 절차는 현지 규정의 요건을 준수해야 합니다.

[제조업체]

Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

[공인 판매업체]
미국: Sysmex America, Inc.
577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.
아시아•태평양: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

[포장단위]
UF-Fluorocell CR(UFR-800A) 29 mL x 2 카트리지[발행일 또는 개정일]
11/2021**UF-Fluorocell™ CR**[제품명]
UF-Fluorocell™ CR[사용목적]
僅供體外診斷使用

UF-Fluorocell CR은用来標記尿液或體液中的白血球、上皮細胞和細菌等，並以 Sysmex全自動尿液微粒分析儀測定其計數。UF-Fluorocell CR僅限與Sysmex稀釋劑 UF-CELLPACK CR一起使用。

[檢驗方法原理]

分析儀吸入尿液或體液的樣本量，並自動以Sysmex專用稀釋劑UF-CELLPACK CR和UF-Fluorocell CR自動稀釋比例1:4。UF-CELLPACK CR降低來自非晶鹽和黏液的干擾，並調整檢體條件，而能標記出自白血球、上皮細胞和細菌等等。整個稀釋液能在固定的一段時間內維持恆溫，以便UF-Fluorocell CR標記檢體中的白血球、上皮細胞和細菌等等。標記的檢體接著引入鞘流液檢測器，測量光散射和螢光的放射，以測定白血球細胞、上皮細胞和細菌等的計數。請參閱分析儀使用說明書的測量原理。

[主成分]

聚次甲基染料 0.02 %
乙二醇 99.9 %

[警告及注意事項]

1. 操作時請遵照試劑容器、包裝盒、包裝內附的說明或分析儀使用說明書上的警告和注意事項，並正確地使用試劑。本試劑對預定用途以外的分析值，無法保證其可靠性。
2. 切勿使用過期試劑，因為無法保證其分析值的可靠性。
3. 切勿使用可能冰凍過的試劑。
4. 更換本試劑時，切勿使用同一容器再充填。
5. 操作試劑需注意防止汽泡產生，出現氣泡可能會呈現不正確的分析。
6. 切勿在棄置前就撕掉RFID標籤(無線射頻識別)。所有的產品資訊均由試劑筒上的RFID標籤來管理。
7. 試劑筒安裝後不建議再重置。由分析儀取出試劑筒，開封的封膜處可能污染而造成試劑的變質。
8. 在進行試劑的工作時務必穿著防護衣並戴上手套。
9. 嚴禁讓本試劑沾染到人體。避免沾染到皮膚和眼睛，避免食入。若皮膚沾染，立即以大量清水沖洗。若眼睛沾染，立即以大量清水或生理食鹽水沖洗，並不時的掀開上眼瞼和下眼瞼直到完全無殘留為止。就醫治療。若不慎吞食，立即就醫。
10. 使用前請詳閱化學品之安全資料表。

[額外需要之試劑或儀器]

UF-Fluorocell CR僅限使用 Sysmex 的試劑。如使用其他試劑，則 Sysmex 儀器的產品性能將無法保證。請參閱分析儀使用說明書的其他資訊。

[檢驗步驟]

請將UF-Fluorocell CR簡置入指定的位置，然後接上UF-Fluorocell CR。使用UF-Fluorocell CR時，請勿撕開封膜。請參閱分析儀使用說明書的其他資訊。

[試劑儲存條件及保存期限/開封前儲存條件及保存期限]

1. UF-Fluorocell CR未开封的保存溫度為2-35 °C，需避免陽光曝曬。
2. 未開封產品的有效日期印於盒子和標籤上。

[開封後儲存條件及保存期限]

一旦開封並裝到儀器中，UF-Fluorocell CR可保持 90 天的穩定。

[性能特性]

效能應落在儀器的規格範圍內。請參閱分析儀使用說明書的效能特性。

[檢驗程序之限制]

務必在儀器規定的分析環境中使用本試劑。若在不符合規定條件的環境中分析，可能無法獲得精確的分析結果。該結果值可能會因為異物、細菌生成等的影響而變得不精確。

請參閱分析儀使用說明書的其他資訊。

使用本試劑，不論是在質控液或在校正液，都要以特定分析儀驗證以求最佳的產品性能及符合產品的規範。使用本試劑時，不論是在質控液或在校正液，都請參閱 Sysmex 授權分析儀的使用說明書。Sysmex 對將 Sysmex 試劑、質控液或校正液用於非授權分析儀所致之病害結果不負任何責任。驗證此說明的修正，或將本試劑、質控液或校正液應用在非 Sysmex 指定的分析儀，均為用戶的責任。

[檢體採集、處理及保存]

UF-Fluorocell CR 預定用於人類的尿液和體液。

有關樣本的要求，請參閱分析儀使用說明書的其他資訊。

[廢棄物處理程序]

1. 請將殘留的試劑溶液清除後才棄置試劑筒，棄置前需緊密封住劑筒導口以免殘留試劑溶液的洩漏。可使用膠帶穩固住導口。
2. 儀器的試劑筒、試劑溶液和廢液的棄置處理程序必須遵守當地法規。

[製造廠及藥商資訊]

Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

[授權代表]

美洲: Sysmex America, Inc.
577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.
亞太: Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
9 Tampines Grande #06-18, Singapore 528735

[型號及規格]

UF-Fluorocell CR (UFR-800A) 29 mL x 2 試劑筒

[建立日期或版本]

11/2021

ZH-TW

尿液分析用染色液说明书[产品名称]
通用名称：尿液分析用染色液
英文名称：UF-Fluorocell CR[包装规格]
UF-Fluorocell CR: 29 mL x 2[预期用途]
用于尿液中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。[检验原理]
将样本体积的尿液加入分析仪内，其中一部分会自动被UF-CELLPACK CR和UF-Fluorocell CR以1:4的比例稀释。UF-CELLPACK CR减少了来自红细胞的干扰并调整了样本的状况，以便于对白细胞、上皮细胞和细菌等进行标记。整个稀释液在规定的时间内保持恒温，以便UF-Fluorocell CR能够在样本中对白细胞、上皮细胞和细菌等进行标记。已标记样本随后会被加入鞘流液检测器，测量光散射和荧光的发射，以测定白细胞、上皮细胞和细菌等的计数。关于测量原理，请参阅分析仪的使用说明书。[主要组成成分]
聚甲炔染料 0.02 %
乙二醇 99.9 %[储存条件及有效期]
1. 将未开封的UF-Fluorocell CR储存在2-35 °C条件下，避免阳光照射，有效期12个月。
2. 一旦开封并装入仪器内，UF-Fluorocell CR可稳定90天。
3. 生产日期：见外标签。[适用仪器]
全自动尿液成份分析仪:UF-3000, UF-4000, UF-5000[样本要求]
样本要求为人类尿液。
更多有关样本要求的信息，请参阅分析仪的使用说明书。[检验方法]
将一个UF-Fluorocell CR容器放在指定位置，然后与UF-Fluorocell CR连接。在使用UF-Fluorocell CR时，请勿撕下密封膜。
如需更多信息，请参阅分析仪的使用说明书。[检验方法的局限性]
始终在仪器的规定分析环境中使用此试剂。如果在不符合规定条件的环境内进行分析，可能无法得到准确的分析结果。分析结果可能会因为外来物质、细菌生长等变得不准确。

如需更多信息，请参阅分析仪的使用说明书。

[产品性能指标]
1. 批内不精密度
使用该试剂在分析仪上测定以下项目，批内不精密度应符合以下规定：
(UFC-CONTROL-L) WBC ≤ 15 %; EC ≤ 30 %; BACT ≤ 20 %
(UFC-CONTROL-H) WBC ≤ 10 %; EC ≤ 30 %; BACT ≤ 20 %2. 准确性
使用该试剂在分析仪上测定相关项目，对于每个参数，测试结果的平均值和 UFC-CONTROL靶值(TARGET)之间的差异应符合标示值允许范围。[注意事项]
1. 遵守试剂容器、包装盒、包装说明书或分析仪使用说明书中的有关试剂处理的警告和注意事项，并正确使用试剂。如果将试剂用于书面预期用途之外的其他用途，则分析值的可靠性无法得到保证。

2. 请勿使用过期试剂，因为分析值的可靠性无法得到保证。

3. 请勿使用您怀疑已被冻结的试剂。

4. 更换此试剂时，请勿重新填充并使用同一容器。

5. 请小心处理试剂，以免产生气泡。若出现了气泡，则以此进行的分析可能会不正确。

6. 丢弃处理前，请勿取下RFID（射频识别设备）标签。所有产品信息都位于容器的RFID标签上。

7. 设置完成后，不建议重新设置包装。从分析仪上移除试剂容器可能会因为来自自己撕开的密封膜上的污染而导致试剂劣化。

8. 在处理试剂或以试剂展开工作时，请始终穿戴防护衣和手套。

9. 禁止试剂与人体接触。避免与皮肤和眼睛接触，并避免吞食。若与皮肤接触，立即以足量清水冲洗。若与眼睛接触，立即以水或生理盐水冲洗，间或提起上眼睑和下眼睑直至无残留。请就医。若吞食，请立即就医。

10. 移除残留试剂溶液后丢弃容器，并在丢弃前将容器的喷嘴处密封以免残留试剂溶液泄漏。您可使用胶带封住喷嘴。

11. 容器、试剂溶液和仪器废水的处理应符合适用的当地法规的要求。

[基本信息]
备案人/生产企业名称：希森美康株式会社

住所：兵库县神户市中央区防浜海岸通1丁目5番1号

生产地址：兵库县小野市區台17番地

联系方式：078-265-0500

代理人及售后服务单位名称：希森美康医用电子(上海)有限公司

联系方式：400-820-0815

住所：中国(上海)自由贸易试验区冰块路500号5幢209室

[医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号]
国械备20161648号[说明书核准及修改日期]
2016年10月14日 核准