



e-CHECK®(XS)

PRODUCT NAME
e-CHECK®(XS)INTENDED USE (FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY)
e-CHECK(XS) is a haematology control material primarily for intralaboratory quality control of automated, semiautomated and manual procedures that measure components of the blood. Additionally, e-CHECK(XS) can be used in external quality assessment.
Do not use e-CHECK(XS) to calibrate the instrument!SUMMARY and PRINCIPLE
e-CHECK(XS) is to be used as a haematology control blood for the quality control of the XS-Series instrument system. Use of stabilized cell preparations for controlling haematology instrumentation is an established procedure. When handled like a patient sample and assayed in the Quality Control Mode of a properly calibrated and functioning instrument, e-CHECK(XS) will provide values within the expected range indicated on the assay sheet.ACTIVE INGREDIENTS
e-CHECK(XS) contains stabilized human red blood cells, human white blood cells and a platelet component in a preservative medium.

PRECAUTIONS

Do not inject or ingest.
All components in this product from human sources have been tested and found non-reactive for Hepatitis B Surface Antigen, Hepatitis C Virus (HCV) and HIV1/HIV2 antibody using techniques specified by the FDA. However, in keeping with good laboratory practice, this product should be considered potentially capable of transmitting infectious disease.INSTRUCTIONS FOR USE
1. Remove a vial of e-CHECK(XS) from refrigerator, and equilibrate to room temperature (18-30 °C) for 15 minutes before use.
2. Mix the vial by end-to-end inversion until all red blood cells are completely re-suspended (approximately 20 inversions) before placement in the instrument sample rack.
3. Attach the instrument sample rack to the instrument according to the XS-Series Operator's Manual. The pliable cap in the vial cap allows closed tube analysis.
4. If the vial has been opened for use in the Open Mode of analysis, wipe the threads of both vial and cap with clean lint-free tissue or gauze before replacing each sampling.
5. Recap the vial tightly and return to refrigerator (2-8 °C) storage.STORAGE AND STABILITY
e-CHECK(XS) is to be stored upright at 2-8 °C before and after opening. When handled in this manner, e-CHECK(XS) is guaranteed stable until the expiration date stated on the package and vial. Open vials and vials which have been sampled by cap piercing will retain stability for a minimum of 14 days if stored at 2-8 °C.INDICATIONS OF PRODUCT DETERIORATION
If e-CHECK(XS) fails to perform within expected results as indicated on the assay sheet, there may be a problem with either the control blood, the reagents or the instrument in use. Proceed as follows:
1.Determine if the instrument system is operating properly and does not require cleaning or maintenance.
2.Check the system status. If within the expiration date, if the reagent system is not contaminated, if the reagent has not been frozen, and if the vial has not been opened.
3.Determine validity of e-CHECK(XS) (i.e. verify that it has not been frozen).
4.Assay an unopened vial of e-CHECK(XS) (i.e. verify that the opened vial is used over the period of 14 days).
5.Report any discrepancies to Technical Services of the nearest Sysmex authorized distributor.EXCEPTIONS
The mean assay values for each parameter of e-CHECK(XS) are derived from replicate analyses on whole blood calibrated instruments. The assay values are obtained using instruments manufacturer's recommended reagents. The ranges listed on e-CHECK(XS) are to be compared with the expected range. The expected ranges listed represent estimates of inter-laboratory variation for each parameter. Inter-laboratory variation is usually accounted for by instrument calibration, maintenance and operating technique. For this reason, the assay values given are guide-numbers useful for control, and are not absolute assays for calibration. The user must establish values and expected ranges for parameters not listed on the assay sheet. It is recommended that at least 5 consecutive analyses be performed on a properly calibrated instrument to establish the "assay" mean and standard deviation for each level.LIMITATIONS
The white cell components have been treated to enhance their stability; therefore, they will not stain to demonstrate typical cell morphology. A microscopic differential analysis of white blood cells cannot be accomplished with e-CHECK(XS).
The intended use of this product with Sysmex XS-Series Instruments is limited to those parameters for which assay values are provided. Values provided in OC analysis by the XS-Series do not appear on the assay sheet should have their QC target and limit values set to zero (0) unless these values are established and accepted by the operating laboratory.Assay values and limits have been established through exclusive use of Sysmex reagents, and are valid only with laboratory use of the same Sysmex reagent system.
Performance of the control product was established through analysis using the Quality Control Mode of operation of the XS-Series Instruments. Analysis of the product in the clinical laboratory should follow the same process as indicated in the Instrument Operator's Manual.

Slight variations in recovered values may occur between Open Mode and Closed Mode of instrument operation (see Instrument Operator's Manual). Therefore, if the user chooses to use the product for control of both modes of analysis the results should be fed separately. Combining Open and Closed Mode data may widen the range of SD and CV performance.

REAGENTS REQUIRED BUT NOT PROVIDED
e-CHECK(XS) is intended for only use with diluent: CELLPACK,
lysing reagent: STROMATOLYSER-4DL,
staining reagent: STROMATOLYSER-4DS.DISPOSAL PROCEDURES
This product should not be disposed in general waste but should be disposed with infectious medical waste. Disposal by incineration is recommended.MANUFACTURER
 SYSMEX CORPORATION
1-51 Wakino-hama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan*Producer* on OEM-Basis: STRECK, U.S.A.
Omaha, NE 68128, U.S.A.AUTHORISED REPRESENTATIVE / DISTRIBUTORS
Europe: SYSMEX EUROPE GMBH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany
North America: SYSMEX AMERICA, INC.
1 Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60050, U.S.A.Japan: SYSMEX CORPORATION
1-51 Wakino-hama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, JapanPRODUCT INFORMATION
e-CHECK(XS) 1.5 mL x 4 vialsREFERENCES
1.Henry, J.B. Clinical Diagnostic and Management by Laboratory Methods. Ed.17. W.B. Saunders. Philadelphia, PA 1984.
2.Wintrobe, M.M. 'Clinical Hematology', 8th Edition, Lea and Febiger, Philadelphia, 1981.
3.Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR PART 1910. 1030: Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens: Final Rule.DATE OF LAST REVISION
January 2006
Printed in U.S.A.

e-CHECK®(XS)

PRODUCT NAME
e-CHECK®(XS)VERWENDUNG (NUR FÜR IN-VITRO-DIAGNOSEZWECKE)
e-CHECK(XS) ist ein Kontrollmaterial für die Hämatologie und dient hauptsächlich zur internen Qualitätskontrolle automatischer, halbautomatischer und manueller Prozesse zur Messung von Blutkomponenten. Zusätzlich kann e-CHECK(XS) für die externe Qualitätsicherung verwendet werden. Benutzen Sie e-CHECK(XS) nicht zur Kalibrierung des Systems!KURZBESCHREIBUNG UND PRINZIP
e-CHECK(XS) ist ein Kontrollblut für die Qualitätskontrolle des Sysmex Hämatologysystems der XS-Serie. Die Benutzung von stabilisierten Zellpräparaten zur Kontrolle von Hämatologysystemen ist eine anerkannte Methode. Wird e-CHECK(XS) wie eine Patientenprobe behandelt und mit einem korrekt kalibrierten und ordnungsgemäß funktionierenden Sysmex Hämatologysystem der XS-Serie gemessen, müssen die Analysenwerte im Mittel innerhalb der auf dem Datenblatt (Assay Sheet) angegebenen Zielbereiche liegen.WIRKSAME BESTANDTEILE
e-CHECK(XS) enthält stabilisierte humane Erythrozyten, humane Leukozyten und eine Thrombozyten-Komponente in einer konservernden Flüssigkeit.VORSICHTSMASNAHMEN
Nicht injizieren oder einnehmen.
Das zur Herstellung von e-CHECK(XS) verwendete Humanblut zeigte bei der Untersuchung mit lizenzierten Reagenzien (Food and Drugs Administration's Bureau of Biologics, USA) auf Hepatitis-B-Antigen, Hepatitis-C-Virus (HCV) und HIV1/HIV2 keine Reaktion. Jedoch kann kein der heute bekannten Untersuchungsmethoden garantieren, daß Produkte auf Humanarbstablität nicht infektiös sind. Daher sollten diese als potentiell infektiös behandelt werden.ANRACHUNG
1.Ein Fläschchen e-CHECK(XS) aus dem Kühlstrahler nehmen und es vor Gebrauch 15 Minuten bei Raumtemperatur (18-30 °C) stehen lassen.

2.Das Kontrollblut vorsichtig mischen, das Fläschchen ca. 20 mal über Kopf drehen, bis alle Erythrozyten resuspendiert sind. Das Fläschchen in das Rack des Sysmex Hämatologysystems der XS-Serie stellen.

3.Ansetzen des e-CHECK(XS) entsprechend den Anweisungen im Handbuch des Sysmex Hämatologysystems der XS-Serie.

4.If the vial has been opened for use in the Open Mode of analysis, wipe the threads of both vial and cap with clean lint-free tissue or gauze before replacing each sampling.

5.Recap the vial tightly and return to refrigerator (2-8 °C) storage.

CONSERVATION AND STABILITY
e-CHECK(XS) is to be stored upright at 2-8 °C before and after opening. When handled in this manner, e-CHECK(XS) is guaranteed stable up to the expiration date stated on the package and vial. Open vials and vials which have been sampled by cap piercing will retain stability for a minimum of 14 days if stored at 2-8 °C.INDICATIONS OF PRODUCT DETERIORATION
If e-CHECK(XS) fails to perform within expected results as indicated on the assay sheet, there may be a problem with either the control blood, the reagents or the instrument in use. Proceed as follows:

1.Determine if the instrument system is operating properly and does not require cleaning or maintenance.

2.Check the system status. If within the expiration date, if the reagent system is not contaminated, if the reagent has not been frozen, and if the vial has not been opened.

3.Determine validity of e-CHECK(XS) (i.e. verify that it has not been frozen).

4.Assay an unopened vial of e-CHECK(XS) (i.e. verify that the opened vial is used over the period of 14 days).

5.Report any discrepancies to Technical Services of the nearest Sysmex authorized distributor.

EXCEPTIONS
The mean assay values for each parameter of e-CHECK(XS) are derived from replicate analyses on whole blood calibrated instruments. The assay values are obtained using instruments manufacturer's recommended reagents.

The ranges listed on e-CHECK(XS) are to be compared with the expected range. The expected ranges listed represent estimates of inter-laboratory variation for each parameter. Inter-laboratory variation is usually accounted for by instrument calibration, maintenance and operating technique. For this reason, the assay values given are guide-numbers useful for control, and are not absolute assays for calibration. The user must establish values and expected ranges for parameters not listed on the assay sheet. It is recommended that at least 5 consecutive analyses be performed on a properly calibrated instrument to establish the "assay" mean and standard deviation for each level.

LIMITATIONS
The white cell components have been treated to enhance their stability; therefore, they will not stain to demonstrate typical cell morphology. A microscopic differential analysis of white blood cells cannot be accomplished with e-CHECK(XS).

The intended use of this product with Sysmex XS-Series Instruments is limited to those parameters for which assay values are provided. Values provided in OC analysis by the XS-Series do not appear on the assay sheet should have their QC target and limit values set to zero (0) unless these values are established and accepted by the operating laboratory.

Assay values and limits have been established through exclusive use of Sysmex reagents, and are valid only with laboratory use of the same Sysmex reagent system.
Performance of the control product was established through analysis using the Quality Control Mode of operation of the XS-Series Instruments. Analysis of the product in the clinical laboratory should follow the same process as indicated in the Instrument Operator's Manual.

Slight variations in recovered values may occur between Open Mode and Closed Mode of instrument operation (see Instrument Operator's Manual). Therefore, if the user chooses to use the product for control of both modes of analysis the results should be fed separately. Combining Open and Closed Mode data may widen the range of SD and CV performance.

REAGENTS REQUIRED BUT NOT PROVIDED
e-CHECK(XS) is intended for only use with diluent: CELLPACK,

lysing reagent: STROMATOLYSER-4DL,

staining reagent: STROMATOLYSER-4DS.

DISPOSAL PROCEDURES
This product should not be disposed in general waste but should be disposed with infectious medical waste. Disposal by incineration is recommended.MANUFACTURER
 SYSMEX CORPORATION
1-51 Wakino-hama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan*Producer* on OEM-Basis: STRECK, U.S.A.
Omaha, NE 68128, U.S.A.AUTHORISED REPRESENTATIVE / DISTRIBUTORS
Europe: SYSMEX EUROPE GMBH
Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany
North America: SYSMEX AMERICA, INC.
1 Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60050, U.S.A.Japan: SYSMEX CORPORATION
1-51 Wakino-hama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, JapanPRODUCT INFORMATION
e-CHECK(XS) 1.5 mL x 4 vialsREFERENCES
1.Henry, J.B. Clinical Diagnostic and Management by Laboratory Methods. Ed.17. W.B. Saunders. Philadelphia, PA 1984.
2.Wintrobe, M.M. 'Clinical Hematology', 8th Edition, Lea and Febiger, Philadelphia, 1981.
3.Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR PART 1910. 1030: Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens: Final Rule.DATE OF LAST REVISION
January 2006
Printed in U.S.A.

e-CHECK®(XS)

NOM DU PRODUIT
e-CHECK®(XS)UTILISATION (POUR USAGE DIAGNOSTIQUE IN VITRO)
Le e-CHECK(XS) est un matériau de contrôle pour la hématologie, principalement utilisé dans le Contrôle de Qualité interne de processus automatiques et manuels pour le comptage des cellules sanguines. Le e-CHECK(XS) peut aussi être utilisé pour le contrôle de qualité externe. Le e-CHECK(XS) ne doit pas être employé pour calibrer le système.RIASSUNTO E PRINCIPI
Le e-CHECK(XS) è un controllo per la qualità nei sistemi hematologici Sysmex Serie XS. I sistemi di analisi, con stabilizzati Zellpräparaten per la controllo di qualità interna dei processi automatici e manuali per il conteggio delle cellule sanguigne. Il e-CHECK(XS) consente la differenziazione delle cellule del sangue. e-CHECK(XS) risponde in modo idoneo a questi principi di analisi e consente il controllo di tutti i parametri analizzati dal sistema Sysmex Serie XS, inclusa la differenziazione di formula leucocitaria di cinque popolazioni.COMPOSANTS ACTIFS
Le e-CHECK(XS) contiene degli eritrociti umani, leucociti umani e piastrelle sospesi in un mezzo liquido conservante simile al plasma umano.PRECAUTIONS
e-CHECK(XS) contiene hembras humanas, leucocitos y plaquetas en un medio que las mantiene estables.AVVERTENZE
Non ingerire o iniecare.
Tutti i componenti di e-CHECK(XS) derivati da sangue umano non presentano alcuna positività vis-à-vis dell'antigene di Hepatite B, del virus C (HCV) e del anticorpo HIV1/HIV2, secondo le prove approvate dalla FDA. Tuttavia, questo prodotto deve essere considerato potenzialmente capace di trasmettere infezioni, quindi deve essere trattato con cautela.PROCEDURE D'UTILISATION
1.Sorir del refrigerador un tubo de e-CHECK(XS), y el laisser à température ambiante (18-30 °C) pendant environ 15 minutes avant son utilisation.
2.Returner le tube, par inversion, plusieurs fois jusqu'à ce que la totalité des Globules Rouges soit en suspension (environ 20 fois), puis placer le tube dans un des portoirs de l'appareil des séries XS.
3.Analyser e-CHECK(XS) en mode de contrôle qualité selon la procédure décrite dans le mode d'emploi des appareils des séries XS. Le bouchon pérable permet une analyse en mode automatique.
4.Si le tube a été utilisé en mode manuel, nettoyer les traces de sang sur le tube et sur le bouchon avec un tissu frottis et essuyer de nouveau.
5.Durant acheter, que le flacon est fermé hermétiquement.CONSERVATION ET PERMPTION
Le e-CHECK(XS) doit être conservé entre 2-8 °C avant et après ouverture. Ainsi conservé, la fiale non estante à une stabilité garantie jusqu'à la date de péremption. Après utilisation en mode manuel et automatique et conservé au réfrigérateur, le e-CHECK(XS) a une stabilité de 14 jours.CONSERVATION E STABILITÀ
Si le e-CHECK(XS) deve essere conservato in frigorifero a 2-8 °C. Se conservato secondo tali modalità, e-CHECK(XS) è stabile a fine integrità fino alla data di scadenza indicata sulla confezione e sulla fiale. Dopo apertura o perforazione della fiale, se conservato a 2-8 °C, e-CHECK(XS) ha una stabilità di almeno 14 giorni.INFORMAZIONI SUL DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO
Se i valori di e-CHECK(XS) eccedono i ranghi attesi indicati sull'Assay Sheet, è necessario eseguire una serie di verifiche relative allo strumento, ai reagenti e al controllo ematologico in uso.

Per verificare se lo strumento lavora correttamente e non è danneggiato, verificare che la fiale sia chiusa.

3.Verificare la validità del e-CHECK(XS) (data di péremption, analizzare il programma di Controllo Qualità strumento, secondo le procedure descritte nel manuale dell'utente).

4.Utillizzare la fiale a stampa aperta e la fiale su rack portacampioni.

5.Se la fiale è stata utilizzata su sistema aperto, pulire la superficie interna e la fiale prima della chiusura, utilizzando un tessuto che non lasci residui. Chiudere accuratamente la fiale.

6.Riporre immediatamente la fiale in frigorifero dopo l'uso.

7.Ripetere immediatamente la fiale in frigorifero dopo 14 giorni.

5.Se il problema persiste, informare le Service Technique de l'agence la plus proche.

RESULTATS ATTENDUS
Les valeurs cibles et les écarts-types pour chacun des paramètres du e-CHECK(XS) proviennent d'un appareil soigneusement calibré sur sang vif et sont confirmées par différentes méthodes de référence. Les valeurs obtenues avec le e-CHECK(XS) sont comparées avec les limites indiquées dans le tableau de valeurs. Ces limites indiquent les écarts-types pour les résultats de l'analyse des variations inter-laboratoire dues à la calibration, la maintenance et au mode d'utilisation de l'appareil.

Pour cette raison les valeurs fournies ne sont que des valeurs indicatives servant à contrôler l'appareil et ne sont pas des valeurs de référence servant à la calibration. Les valeurs cibles et les écarts-types d'appareils n'étant pas périodiquement vérifiés, il est recommandé d'analyser au moins cinq fois le même échantillon à chaque analyse.

Pour cette raison les valeurs fournies ne sont que des valeurs indicatives servant à contrôler l'appareil et ne sont pas des valeurs de référence servant à la calibration. Les valeurs cibles et les écarts-types d'appareils n'étant pas périodiquement vérifiés, il est recommandé d'analyser au moins cinq fois le même échantillon à chaque analyse.

Pour cette raison les valeurs fournies ne sont que des valeurs indicatives servant à contrôler l'appareil et ne sont pas des valeurs de référence servant à la calibration. Les valeurs cibles et les écarts-types d'appareils n'étant pas périodiquement vérifiés, il est recommandé d'analyser au moins cinq fois le même échantillon à chaque analyse.

Pour cette raison les valeurs fournies ne sont que des valeurs indicatives servant à contrôler l'appareil et ne sont pas des valeurs de référence servant à la calibration. Les valeurs cibles et les écarts-types d'appareils n'étant pas périodiquement vérifiés, il est recommandé d'analyser au moins cinq fois le même échantillon à chaque analyse.

Pour cette raison les valeurs fournies ne sont que des valeurs indicatives servant à contrôler l'appareil et ne sont pas des valeurs de référence servant à la calibration. Les valeurs cibles et

e-CHECK®(XS)

NOME DO PRODUTO
e-CHECK®(XS)

FINALIDADE DO USO (APENAS PARA DIAGNÓSTICO IN-VITRO)
O e-CHECK(XS) é um material de controlo para a hematologia e é indicado sobretudo para o controlo de qualidade interno de processos automáticos e manuais para a medição de componentes sanguíneos. Além disso o e-CHECK(XS) pode ser utilizado para o controlo de qualidade externa.

Não utilize o e-CHECK(XS) para a calibração do sistema.

BREVÉ DESCRIÇÃO E PRINCÍPIO

e-CHECK(XS) é um sangue de controlo para o controlo de qualidade dos sistemas hematológicos da Sysmex da série XS. O emprego de preparamos de células estabilizados para o controlo de sistemas hematológicos é um método reconhecido. Se o e-CHECK(XS) for tratado como uma amostra de paciente e usado no sistema hematológico da Sysmex da série XS, os resultados da análise devem situar-se entre os limites indicadas no folheto de dados (Assay Sheet).

COMPONENTES ACTIVOS
o e-CHECK(XS) contém eritrócitos humanos estabilizados, leucócitos humanos e componentes de trombócitos num preservante.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Não injetar ou ingerir.
O sanguine humano utilizado para a produção do e-CHECK(XS) em exames com reagentes sob licença da FDA (Food and Drugs Administration's Bureau of Biologics, USA) não acusou nenhuma reação a抗ígenos de hepatitis de tipo B, vírus da hepatite C e HIV/HIV2. Contudo nenhum dos métodos de exame conhecidos hoje podem garantir que os produtos à base de sanguine humano não sejam infeciosos. Portanto devem ser tratados como potencialmente infeciosos.

APLICAÇÃO

- 1.Tirar do frigorífico um tubo de e-CHECK(XS) , antes do uso deixá-lo durante 15 minutos à temperatura ambiente (18-30 °C).
- 2.Misturar o sanguine de controlo cuidadosamente, virar o tubo arox. 20 vezes de cima para baixo, até que todos os reagentes estejam completamente misturados.
- 3.Analisar o e-CHECK(XS) no modo de controlo de qualidade, como descreve no manual de utilização do analisador da série XS. A amostra do e-CHECK(XS) permite uma análise em modo fechado.
- 4.Se o e-CHECK(XS) lhe vier aberto para o funcionamento em modo manual, limpe as bordas do tubo e da tampa com um pano que não solte pôlos antes de fechá-lo novamente. Ao fechar esteja atento para que o frasco fique bem vedado.
- 5.Após o uso coloque o produto de novo e imediatamente no frigorífico (2-8 °C).

ARMazenamento e validade
O e-CHECK(XS) deve ser armazenado tanto ainda não aberto como aberto na vertical a uma temperatura de 2-8 °C. Caso o armazenamento seja correcto o sangue de controlo ainda não aberto pode ser utilizado até à data de vencimento indicada, em tubos já abertos - mesmo no funcionamento do tipo Cap-Piercing - por 14 dias.

SINALS DE INSTABILIDADE
Se a análise de controlo com e-CHECK(XS) não cair dentro dos limites indicados no folheto de dados, isso significa que o sistema hematológico ou o reagente utilizado apresenta defeito.

Medida para identificar a fonte de erro:
1.Verifique se o funcionamento e o estado de limpeza do sistema estão absolutamente correctos.

2.Verifique a data de fim de validade dos reagentes utilizados, a temperatura de armazenagem ou eventual contaminação.

3.Verifique a data de vencimento do e-CHECK(XS) utilizado e a temperatura de armazenagem prescrita.

4.Analisar um tubo de e-CHECK(XS) ainda não aberto.

5.Caso hajam divergências, comunique-as ao serviço técnico do representante mais próximo da Sysmex.

RESULTADOS ESPERADOS
As gama de valores indicadas na folha de dados (Range) de e-CHECK(XS) são calculadas por meio de análises múltiplas empregando-se os reagentes recomendados pelo fabricante do aparelho com analisadores padrão calibrados com sangue total. Os resultados de medição de e-CHECK(XS) devem encontrar-se dentro das margens estabelecidas. Estas margens representam possíveis divergências entre os diferentes analisadores que podem resultar de uma calibração, manutenção e rotina de uso diferentes. Por este motivo as gama de valores devem ser interpretadas apenas como valor approximativo para o controlo do sistema de medição e não como valores de referência para a calibração.

As gama de valores que não se encontram no folheto de dados, devem ser calculadas pelo próprio utilizador. Para tanto é recomendável realizar no mínimo 5 análises sucessivas num aparelho calibrado corretamente para determinar o valor médio e o desvio padrão.

LIMITAÇÕES DO PRODUTO
Os leucócitos foram tratados para que seja atingida uma estabilidade elevada. Portanto não é possível a coloração para o reconhecimento da morfologia celular típica. Os leucócitos no e-CHECK(XS) não podem ser diferenciados microscopicamente.

O e-CHECK(XS) só deve ser utilizado no aparelho da série XS para aqueles parâmetros para os quais os valores de controlo estão discriminados na folha de dados. Os valores dos parâmetros que foram mediados no controlo de qualidade no aparelho da série XS, que contudo não estão discriminados na folha de dados, devem ser colocados a 0 (zero). Exceção: Os valores que faltam formar calculados e inspecionados pelo laboratório.

As gama de valores para o e-CHECK(XS) foram calculadas empregando-se exclusivamente os reagentes da Sysmex e só devem ser comparadas com valores que foram calculados da mesma forma.

As gama de valores para o e-CHECK(XS) devem ser calculadas também em condições de uso do controlo de qualidade do aparelho da série XS. As medições de controlo devem ser efectuadas no laboratório segundo as instruções de utilização do aparelho da série XS.

Pode surgir divergências pequenas entre valores obtidos entre modo aberto e fechado (vide também Manual de uso). Caso seja utilizado o e-CHECK(XS) para o controlo de ambos os tipos de funcionamento, os valores devem ser calculados e memorizados separadamente. Uma combinação dos valores de ambos os modos de funcionamento pode aumentar a área SD e CV.

REAGENTES
O e-CHECK(XS) só deve ser utilizado junto com:
Solução de diluição: CELLPACK.
Reagente de lixo: STROMATOLYSER-4DL.
Hgb: reagente de lixo: SULFOLYSER.
Reagente de coloração: STROMATOLYSER-4DS.

ELIMINAÇÃO
O e-CHECK(XS) cuja data de vencimento tenha expirado, não deve ser deitado fora no lixo doméstico, mas descartado de acordo com a legislação aplicável para eliminação de lixo. É recomendado o descarte por meio de incineração.

FABRICANTE
SYSMEX CORPORATION
1-5-1 Wakinohama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe, 651-0073, Japão

Produtor em base OEM: STRECK, U.S.A.
Omaha, NE 68128, U.S.A.

REPRESENTANTES AUTORIZADOS / ENDEREÇOS
Europa: EC REP SYSMEX EUROPE GMBH
Bonnbach 1, 22848 Norderstedt, Alemanha

Estados Unidos: SYSMEX AMERICA, INC.
1 Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60060, E.U.A.

Japão: SYSMEX CORPORATION
1-5-1 Wakinohama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japão

APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM
e-CHECK(XS) 1,5 mL x 4 tubos pequenos

BIBLIOGRAFIA INDICADA
1.Henry, J.B. Clinical Diagnostic and Management by Laboratory Methods. Ed.17. W.B. Saunders. Filadelfia, PA 1984
2.Wintrobe, M.M. 'Clinical Hematology', 8th Edition, Lea and Febiger, Philadelphia, 1981.
3.Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR PART 1910. 1030: Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens: Final Rule.

DATA DA ÚLTIMA EDIÇÃO
Janeiro 2005

Impresso no E.U.A.

e-CHECK®(XS)

PRODUKTNAVN
e-CHECK®(XS)

ANVENDELSESMÅRÅD (IKUN TIL IN-VITRO DIAGNOSEFORMÅL)
e-CHECK(XS) er et kontrollmaterial til anvendelse inden for hematologien og tjener hovedsagelig til den interne kvalitetskontrol af automatiske og manuelle processer ved måling af blodkomponenter. Desuden kan e-CHECK(XS) anvendes til ekstern kvalitetsstyrkning.

Anvendelse e-CHECK(XS) til kalibrering af systemet

KORTFATTET BESKRIVELSE OG PRINCIPIER
e-CHECK(XS) er et kontrolltilstand af Sytemet for hematologien i XS-serien. Brugen af stabiliserede cellepræparater til kontrol af hematologisystemer er en godkendt metode. Behandles e-CHECK(XS) som en patientprøve og måles med et korrekt kalibreret og upklæglet fungerende Sysmex hematologisystem fra XS-serien, skal analyseverdiene ligge i midten af de på databladet (Assay Sheet) opførte måleværdiområder...

VIRKSOMME BESTÅNDDELÆR
e-CHECK(XS) indeholder stabiliserede humane erythrocyter, humane leukocytes og en thrombocyt-komponent i en konserverende væske.

FORSIGTIGHEDSREGLER
Må ikke injiceres eller indtages.
Det humanblod, der er blevet anvendt til fremstilling af e-CHECK(XS) viser ved undersøgelse med licenserede reagenser (Food and Drugs Administration's Bureau of Biologics, USA) ikke reaktioner med hepatitis-C antigen (HCV) og HIV/HIV2. Contudo nemhun deres metoder af eksame conhados hoje podem garantir que os produtos à base de sanguine humano não sejam infeciosos. Portanto devem ser tratados como potencialmente infeciosos.

ANVENDELSE
Tag en flaske e-CHECK(XS) ud af koleskabet og lad det i 15 minutter stå ved stuemstemperatur (18-30 °C).
Bland kontrolløbet forsigtigt, vend flasken ca. 20 gange, indtil alle erythrocyter er oplost. Flasken stilles i racket i til XS-serien.

e-CHECK(XS) måles i kvalitetsmodus, som beskrives i brugsanvisningen til analysatorer for XS-serien. Proppen på e-CHECK(XS) lilles i en analyse i lukket drift.

Hvis e-CHECK(XS) er blevet åbnet til manuel drift, skal flaskehalsens rand og kappen terres med en frugli klud, inden den lukkes igen. Vær opmærksom på, at flasken er lukket helt. Stilles efter brug omgående igen ind i koleskabet (2-8 °C).

OPBEVARING OG HOLDBARHED
e-CHECK(XS) bør sævel i låbnet som i åbnet stand opbevares ved 2-8°C. Ved korrekt opbevaring er det udbredt kontrolløbet holdbar til den opførte holdbarhedsdato, En åbnet flaske kan benyttes i 14 dage- også i Cap-Piercing-drift.

TØN PÅ INSTABILITET
Hvis måleværdien med e-CHECK(XS) ikke giver de gennemsnitsværdier, som er opført på databladet, er der enten en fejl på den anvendte hematologisystem, den anvendte reagens eller kontrolløbet.

Forstørrelse til fejlen:

Kontroller opkøligelighed og renteholdning af instrumentet og rengøringsstansd for det anvendte system.

Kontroller holdbarhedsdato for den anvendte reagens, den foreskrevne opbevaringstemperatur og evt. kontaminerings-

Kontroller holdbarhedsdatoen for det anvendte e-CHECK(XS) og den foreskrevne opbevaringstemperatur.

Overensstemmelses meddelende til den tekniske service hos nærmeste Sysmex-representant.

FORVENTEDE RESULTATER
Til de databladet opførte forventede måleværdiområder (Range) af e-CHECK(XS) findes frem ved hjælp af multianalys med de af apparatproducenten anbefalte reagenser i standard-analysatorer. Måleresultaterne for e-CHECK(XS) bør ligge inden for de respektive måleværdiområder. Disse omfatter repræsentanter mulige afvigelser mellem forskellige analysatorer, som kan opstå pga. forskelle ved kalibrering, vedligeholdelse og brugeruline. Derfor kan der være forskelle i måleværdiområder også kun forstørrelse som standardværdier til kontrol af målestystemet og ikke som referencemarker for kalibrering.

Måleværdiområder, som ikke er opført på databladet, skal bruges selv finde frem til. Det arbejdes, at der heri gennemføres mindst 5 efterhånden følgende analyser i et korrekt kalibreret apparat for hvert at kontrollere standardværdien og standardafvigelserne.

PRODUKTINDSKRÄNKNINGAR
Leukocyterne er blevet behandlet for at opnå en bedre stabilitet. Derfor er det ikke muligt at farve dem for at se dem ved mikroskopisk undersøgelse i e-CHECK(XS), kan ikke ses med mørkebrun væske.

e-CHECK(XS) bør på opstillet fra XS-serien i 15 minutter til at kunne parametrene opført på databladet.

Måleværdiområder af parametre, som er blevet målt ved kvalitetskontrolen på apparatet fra XS-serien, men som ikke er blevet opført på databladet, bør sættes til 0 (null). Undtagelse: Laboratoriet har fundet frem til de manglende værdier og accepterer dem.

Der findes undelukkende frejl. til måleværdiområderne for e-CHECK(XS) ved anvendelse af Sysmex reagenter og værdierne bør kun sammenlignes med værdier, som er blevet målt ved kvalitetskontrolen på apparatet fra XS-serien.

Der er blevet fundet frejl. til måleværdiområderne for e-CHECK(XS) i kvalitetskontrolmodus på apparatet fra XS-serien, laboratoriet bør kontrollérerne også gennemføre int. instruktionerne til analysatorer fra XS-serien.

Der kan opnås mål afvigelser i værdierne ved åben og lukket drift (s. o. brugsanvisningen). Hvis e-CHECK(XS) skal benyttes til kontrol af begge driftsarter, bør der separat findes frem til de pågældende værdier, og de bør gemmes separat. En kombination af værdierne fra begge driftsarter kan udvide SD- og CV-området.

NODVENDIGE REAGENSER
e-CHECK(XS) må kun anvendes sammen med fortynderoplosningen: CELLPACK.

Lys-reagens: STROMATOLYSER-4DL,

Hgb Lyse-reagens: SULFOLYSER.

Farve-reagens: STROMATOLYSER-4DS.

BORTSKAFFELSE
e-CHECK(XS) må efter sidste anvendelsesdato ikke bortskaftes med husaffaldet, men bortskaftes iht. til de lovbestemte regler. Bortskaftelse gennem forbrenning anbefales.

PRODUCENT
SYSMEX CORPORATION
1-5-1 Wakinohama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe, 651-0073, Japan

Producent på OEM-basis: STRECK, U.S.A.

REPRESENTANTER/VIRKSOMHEDSADRESSE
Europa: EC REP SYSMEX EUROPE GMBH
Bonnbach 1, 22848 Norderstedt, Tyskland

Nordamerika: SYSMEX AMERICA, INC.

Japan: SYSMEX CORPORATION

1-5-1 Wakinohama-Kagandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

PAKNINGSSTORRELSE
e-CHECK(XS) 1,5 mL x 4 flasker

LITERATURHENVISNINGER
1.Henry, J.B. Clinical Diagnostic and Management by Laboratory Methods. Ed.17. W.B. Saunders. Philadelphia, PA 1984
2.Wintrobe, M.M. 'Clinical Hematology', 8th Edition, Lea and Febiger, Philadelphia, 1981.
3.Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR PART 1910. 1030: Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens: Final Rule.

DATO FOR SIDSTE GENMEDGANG
Januar 2006

Trykt i U.S.A.

e-CHECK®(XS)

PRODUKTNAVN
e-CHECK®(XS)

ANVENDELSESMÅRÅD (ENDAST FÖR IN-VITRO-DIAGNOSE)

e-CHECK(XS) är ett kontrollmaterial för hematologi och används huvudsakligen till intern kvalitetskontroll hos automatiska och manuella processer ved mätning av blodkomponenter. Dessutom kan e-CHECK(XS) användas för att eksternt kvalitetssättning.

Använd aldrig e-CHECK(XS) till kalibrering av systemet!

KORTFATTET BESKRIVELSE OG PRINCIPIER

e-CHECK(XS) är ett kontrollmaterial för kvalitetskontroll hos Sysmex hematologisystemet i XS-serien. Användning av stabiliserade cellepräparat till kontroll av hematologisystemer är en godkänd metod. Behandles e-CHECK(XS) som en patientpröve och målas med ett korrekt kalibrerat och uppkläggt fungerande Sysmex hematologisystem ur XS-serien, ska analysverdierna ligge i mitten af de på databladet (Assay Sheet) opførte måleværdiområder...

VIRKSOMHEDE BESTÅNDDELÆR

e-CHECK(XS) indeholder stabiliserede humane erythrocyter, humane leukocytes og en thrombocyt-komponent i en konserverende væske.

FORSIGTIGHEDS